

# TESLA



## TESLA ICE COOLING IPL PRO USER MANUAL

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Please carefully read all instructions and notes and ensure you understand them before using the device.

## PRODUCT OVERVIEW

The ICE-Cooling care hair removal device (hereinafter referred to as the hair removal device) is a beauty product featuring hair removal, skin rejuvenation and ice-cold compress. With Home pulsed light technology, the hair removal device integrates many optical technologies applicable to the field of beauty and health, which one of the professional and practical products in this field.

Based on the ice-cool technology, the hair removal device is equipped with ice-cold compress function. It can effectively prevent burns and aches on the skin, thus giving appropriate care to your skin.

### Applicable Skin Color

The use for black skin is prohibited. Other skins are applicable. For brown skin it is recommended that the lowest level be used first. Adjust to a higher level based on pains on the skin.

## SAFETY PRECAUTIONS

### Contraindications

- 1.Children and elders;
- 2.People with systemic inflammation;
- 3.Photosensitive skin and people using photosensitive drugs;
- 4.People using a life support unit such as an implanted medical electronic machine (e.g. a heart pacemaker) and an artificial heart-lung. The product may result in incorrect operations of the electronic medical equipment.

### Safety Warnings

- 1.It is forbidden to disassemble the hair removal device

without permission given the high voltage inside the product.

2.Never cover the ventilation port when using the product, which is used for heat radiation and temperature reduction of the product.

3.The product shall be kept away from moisture and water.

4.Do not use the product in case of damages to plug or the power cord.

5.It is forbidden to operate the instrument in a flammable and explosive environment.

### **Precautions**

1.The product is not recommended for women while pregnant or trying to get pregnant or nursing since this product have not tested among these women group.

2.The instrument shall not be used continuously for more than 25 minutes. If the treatment area is relatively large, it can be divided into several times. Be sure to power off the product and unplug the power after 25 minutes of use. Continue to use after 10 minutes.

3.The use of the product is not recommended after sunbath, when a sunbed is used, or when a sunless tanner is used.

4.Do not use the instrument for positions with tattoo, or positions with dark gray or black spots. Otherwise, the skin may be uncomfortable due to absorption of a large amount of light energy.

5.Its forbidden to use the product for the ears, neck, nipples, genitalia, or positions around the anus, because these positions are sensitive and susceptible to injury.


6.Irradiating during each treatment at the same area shall not be more that 3 times to prevent causing uncomfortable-ness to the skin due to excessive heat.

7.Suspend the use of the product if the skin becomes red and swollen and the condition persists for a minimum 24 hours. In this case, contact a doctor.

### **Specification for Safety Operations**

- 1.It is forbidden to aim the lamp at vulnerable parts such as the eye. Wear goggles whenever possible. Do not observe the lamp even if you are wearing goggles.
- 2.Make sure that all metal materials, such as finger rings and bracelets, are removed from your body before using the product. Otherwise, the remover may fail.
- 3.Always keep away from children during operations. The product shall be properly kept at locations not acceptable to children.


## INTRODUCTION OF KEYPAD FUNCTION



- 1.Light outlet
- 2.Ice-cold compress panel
- 3.Shot light button
- 4.Indicator Light of Readiness
- 5.Air inlet
- 6.Air outlet
- 7.Work mode switch button (hair removal/ice-cool care/  
skin rejuvenation)
- 8.Display screen
- 9.On/Off/Level adjustment button
- 10.Power interface

## INTRODUCTION OF DISPLAY SCREEN

Display Screen after Turning On:









## DESCRIPTION OF WORK MODE SWITCH

1. Turn on the instrument according to the "Operation steps", the work mode will be displayed at the bottom line in the display screen. Short press the "Work Mode Switch Button" to switch.

2. Snowflake: It represents that the ice-cool care mode is started.

SR represents: it is in the skin rejuvenation mode. SR is not displayed: it represents that it is in the hair removal mode. Details are as follows:

 	Two work modes (ice-cool care and hair removal) are started at the same time
  SR	Two work modes (ice-cool care and skin rejuvenation) are started at the same time
 SR	Skin rejuvenation mode
	Hair removal mode

### **▲ Important notes**

1. After the ice-cool care mode has been working for a period of time, it can not be directly changed onto the non-ice-cool mode to prevent burning your skin. If you want to change it to the non-ice-cool mode, you must turn off the device and wait for 20 minutes to dissipate heat, and then turn on the device to adjust it to the non-ice-cool mode.

2. After the ice-cool care mode is turned off, the heat will be transferred to the ice-cold compress panel. At this time, keep your skin away from the ice-cold compress panel. Turn the product off, and wait for 20 minutes to dissipate heat.

## **ICE-COOL CARE MODE**

1. When the hair removal device is in the manual light emission mode (the default mode after starting up). Under the following two work modes: you can carry out ice-cold compress care without pressing the shot light button.

2. Attach the ice-cold compress panel vertically and closely against your skin, and start the ice-cold compress care.

## **Special Notes**

In the process of ice-cold compress care, it is necessary to press the "Level adjustment" once within 5 minutes to keep the hair removal device running. Otherwise, it will automatically shut down. In this case, just hold the "On button" down. In this case, just hold the "On button" down for 2 seconds to start it up.

## **Before First Use**

Please determine which energy level is suitable to your skin and on the which area you want to remove hair. The hair removal device is provided with 5 energy levels: level 1 (lowest) to level 5 (highest).

## **SKIN SENSITY TEST**

If you use the hair removal device for the first time or use it on a new position for the first time. Please select a small position to be cared, and carry out skin sensitivity test on it according to the following requirements:

1. Turn on the hair removal device according to the "Operation steps".
2. Select the lower level (level 1 or level 2).
3. Carry out the test on the selected skin area according to above mentioned operation guides and precautions for use.

4. Inspect reaction of tested skin at least 30 minutes after skin test.
5. If the skin on the tested skin at least 30 minutes after skin test.
6. If the skin on the tested position is normal, you can continue to use the cosmetic instrument. If the skin is red and swollen, please re-test it after 24 hours.

## OPERATION STEPS

1. Before use, please shave all hairs around the treatment area, clear up and wipe up first to ensure that hair follicle underneath the skin can absorb energy to the maximum extent possible, so as to achieve the best treatment effect.
2. Put the plug at the adaptor tail into power interface of the hair removal device.



3. Connect the adapter with the power socket, display status is "OFF".
4. Long press the "On Button" for 2 seconds to start the hair removal device and enter the hair removal and ice-cool care mode by default. Confirm current working status according above mentioned "Introduction of Display Screen" and "description of work mode switch". Short press the "Work Mode Switch Button" to adjust current work mode.
5. The hair removal device is provided with 1-5 levels. The default level after starting-up is level 1. Short press the "Level Adjustment Button" to adjust levels. Please start to use it from the lowest level. If you feel comfortable, please gradually adjust to the higher level, and adjust it to corresponding level according to your own skin adaptability.



6. Wear the safety goggles specially provided for the product (or ordinary sunglasses) to avoid damage on your eyes.
7. Setting of manual light emission and auto light emission

### **Manual light emission**

The default mode is manual light emission mode after the hair removal device is turned on. Press the shot light button one time, light is emitted one time.

### **Auto light emission**

After the hair removal device is turned on, long press the shot light button for 2 seconds, the device will continuously send out "Tick, Tick, Tick, Tick" prompt tone by twice, and then is switched to the auto light emission mode. You only need to put the lamp against your skin, the device will automatically emit light.

### **Note**

When the hair removal device is in the auto light emission mode, the lamp cannot touch the position that is not needed to be treated, and cannot be touched by other persons.


### **Switch manual light emission setting.**

When it is in the auto light emission mode, long press the shot light button for 2 seconds, the hair removal device will send out "Tick, Tick" prompt tone one time, and then is switched to the manual light emission mode.

8. Put the lamp close to the position to be treated, and try to let the lamp at right angle to the skin:

(1) When the hair removal device is in the manual light emission mode, the readiness indicators flashes, press down the shot light button to irradiate. Let the lamp to cover the area needed to be treated to complete hair removal. Move the lamp to the next area needed to be treated, and close it to the skin. When the readiness indicators flashes, press down the shot light button to irradiate. Repeat these steps repeatedly. It is suggested to irradiate each area 2-3 times, not more than 3 times.

(2) When the hair removal device is in the auto light emission mode, light will be emitted without pressing the shot light button. The lamp covers the area needed to be treated to complete hair removal. Move the lamp to the next area needed to be treated, and close it to the skin. The hair removal device emits light. It is suggested to irradiate each area 2-3 times, not more than 3 times.



9. After operation is completed, long press the OFF Button for 2 seconds to turn off the hair removal device. When the hair removal device is in the ON state, it will automatically turn off if no operation is carried out within 5 minutes.

10. Pull out the adaptor plug, and then take out the adaptor from the power socket.

11. Use a non-alcoholic wet tissue or soft tissue to wipe the light outlet lamp when the surface of lamp is cooled down after 20 minutes.

12. After cleaning is completed, put the hair removal device and adaptor back to the packing box. Put the hair removal device in a dry and well-ventilated place, which should be kept out of reach of children.

13. Skin care after the procedure

After 20 minutes since completion of operation, clean the treated skin, and you can use the moisturizing skin-care products to moisturize and repair the treated skin. If you feel uncomfortable, apply cold to the skin for 30-60 minutes till the skin no longer feel the pain of burning.

## Note

- Apply the aloe vera gel or similar moisturizer to the area after treatment. Do not apply the irritating cosmetics immediately.
- Before operation, make sure that the area to be treated is clean. It is suggested to use cold boiled water to clean the skin.
- The treated skin cannot touch water within 2 hours after operation. Do not have a sun bath, warm water bath, steam bath, etc within 48 hours after operation.
- Try not to expose the treated position to strong sunlight within 2 hours after treatment. You should wear sunscreen before outdoor activities. It is suggested to carry out the operation at night.
- Do not swim in the sterilized swimming pool within 48 hours after treatment.

## COURSE OF TREATMENT

<b>First month</b>	Use it once every 3-5 days	The appearance of hairs or skin will not change obviously. Please be patient. The result is absolutely to be expected.
<b>Second month</b>	Use it once every week	The hairs begin to be thinned and softened gradually. You will find that some black hair follicles fall off when you take a bath.
<b>Third month</b>	Use it once every 15 days	You can see that new hairs are basically suppressed, and will not grow again. New hairs can be pulled out gently. Only a few hairs grow out.
<b>Fourth month</b>	Use it once every 30 days	Hairs do not grow nearly. Permanent hair removal is achieved. You have perfect skin.

### Operation Method of Skin rejuvenation function

- 1) After start-up, short press the Work Mode Switch Button to adjust it to the skin rejuvenation work mode.
- 2) Press the level adjustment button to adjust it to level 1, and then align the lamp with the area requiring skin rejuvenation for irradiation. It is suggested to irradiate each area for one time, and carry out operation 1-2 times every week. Insist on operation for 2-3 months, you can see obvious effect.

### Suggestion on Operation Interval of Functions

Each position can only receive photon irradiation for one function in one day. If the same position requires irradiation for the other function, operation should be conducted on the next day.

### Adverse Reactions and Treatment

All beauty treatment ways may have a certain risks. Similarly, if the hair removal device is not used properly, it may cause side effects. Side effects that may occur and suggested treatment ways are as follows:

<b>Pain</b>	Each person has different sense of pain due to different constitution. It is rare to feel uncomfortable. If you have slight burning sensation, which may last 1 minute at the most. Most adults and older children can bear this kind of discomfort.
<b>Minor redness or slight burning sensation</b>	It is normal. It is because that hair removal has not been done or hairs have not removed completely before using the cosmetic instrument.
<b>Hair burnt smell</b>	It is normal. It is because that hair removal has not been done or hairs have not removed completely before using the hair remover.

## TROUBLESHOOTING

Syndrome	Description	Solution
Startup failure	The On button has not been held for more than 2 seconds.	When starting, be sure to hold the On button for at least 2 seconds.
The light is not emitted when the shot light button is pressed	1. The lamp does not touch the skin. 2. Electric power storage has not been completed. The readiness indicators is not flashing.	1. Re-touch the skin. 2. Wait until the readiness indicators has flashed, and then press the button.
Automatic shutdown	The device is shut down automatically if no light is emitted within 5 minutes	Hold the On button for 2 seconds to start up the device.

### Applicable Parts:

Hairline, Cheek, Bearded lip, Back, Armpit, Chest, Arm, Belly, Bikini line, Thigh, Thigh, Shank.

## SPECIFICATION PARAMETERS

Dimension: 211x138x60mm

Irradiation area: 3.6 cm

Input Voltage: 100-240V

Frequency: 50-60Hz

Output Voltage: 24V 1.9A

Power: <45W

Weight: 320g

Storage and transportation temperature: -20 - 55 °C

Storage and transportation relative humidity: 5-95%, without condensation

## INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, TESLA Solar s.r.o. declares that the radio equipment type TSL-BT-IPLPRO is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)



### Manufacturer / Importer

TESLA Solar s.r.o.  
Rubeska 215/1  
190 00 Prague  
Czech Republic  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)

# TESLA



## TESLA ICE COOLING IPL PRO BENUTZERHANDBUCH

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts alle Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie deren Inhalt vollständig verstanden haben.

## PRODUKTÜBERSICHT

Der Epilierer mit Eiskompressenfunktion (im Folgenden als „Epilierer“ bezeichnet) ist ein kosmetologisches Produkt, ausgestattet mit Funktionen zur Haarentfernung, Hautverjüngung und Eiskompresse. Als eines der professionellen und praktischen Produkte in diesem Bereich kombiniert der Epilierer dank der Technologie des niederfrequenten Impulsausstrahlungs (Home Pulsed Light - HPL) verschiedene optische Technologien, die im Bereich Gesundheit und Schönheit eingesetzt werden.

Der Epilierer ist mit einer Eiskompressenfunktion ausgestattet, die auf der Eiskühltechnologie basiert. Sie verhindert effektiv Verbrennungen und Hautschmerzen und sorgt so für eine angemessene Hautpflege.

Anwendbare Hautfarbe

Nicht für dunkle Haut geeignet. Kann auf anderen Hautfarben verwendet werden. Bei brauner Haut wird empfohlen, zunächst die niedrigste Stufe zu verwenden. Die Erhöhung der Stufe richtet sich nach dem Schmerzempfinden der Haut.

## VORSORGLICHE MASSNAHMEN

### Kontraindikationen.

1. Kinder und ältere Menschen.
2. Menschen mit systemischen Entzündungen.
3. Menschen mit lichtempfindlicher Haut und Menschen, die lichtempfindliche Medikamente einnehmen.
4. Personen, die lebenserhaltende Geräte wie ein implantiertes elektronisches medizinisches Gerät (z. B. Herzschrittmacher) und eine Herz-Lungen-Maschine verwenden. Die Verwendung des Produkts kann zu Fehlfunktionen der elektronischen medizinischen Geräte führen.



## **Empfehlungen zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften**

1. Zerlegen Sie den Epilierer nicht ohne Genehmigung, da im Inneren des Geräts Hochspannung herrscht.
2. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen, die zur Wärmeabfuhr und zur Senkung der Temperatur des Geräts dienen, während Sie es benutzen.
3. Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und Wasser fern.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Anschlussstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit brennbaren oder explosiven Stoffen.

## **Warnungen.**

1. Es wird nicht für schwangere, stillende oder sich um eine Schwangerschaft bemühende Frauen empfohlen, da dieses Produkt nicht an solchen Frauen getestet wurde.
2. Das Gerät darf nicht länger als 25 Minuten ununterbrochen verwendet werden. Wenn der Behandlungsbereich relativ groß ist, kann er in mehrere Bereiche aufgeteilt werden. Schalten Sie das Gerät nach 25 Minuten Benutzung aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Nach einer 10-minütigen Pause können Sie die Anwendung wieder aufnehmen.
3. Es wird nicht empfohlen, das Produkt nach einem Sonnenbad, bei der Benutzung einer Sonnenbank oder eines Selbstbräuners zu verwenden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht zur Haarentfernung auf Hautbereichen mit Tätowierungen oder dunklen grauen oder schwarzen Flecken. Andernfalls kommt es an solchen Hautstellen aufgrund der Absorption einer großen Menge an Lichtenergie zu unangenehmen Empfindungen.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht an Ohren, Hals, Brustwarzen, Genitalien oder Anus, da diese Bereiche empfindlich und verletzungsanfällig sind.
6. Um ein Unwohlsein der Haut aufgrund von übermäßiger Hitze zu vermeiden, sollte die Anzahl der Bestrahlungen bei jeder Behandlung eines Bereichs nicht mehr als dreimal erfolgen.

7. Wenn sich die Haut rötet und anschwillt und dieser Zustand mindestens 24 Stunden anhält, sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt aufsuchen.


### **Hinweise zum sicheren Betrieb**

1. Richten Sie den Lichtbalken nicht auf gefährdete Körperteile, wie z. B. die Augen. Tragen Sie nach Möglichkeit eine Schutzbrille. Schauen Sie nicht in den Lichtbalken, auch wenn Sie eine Schutzbrille tragen.

2. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung des Produkts, dass Sie alle Metallteile wie Ringe und Armbänder vom Körper entfernt haben. Andernfalls ist die Haarentfernung möglicherweise nicht wirksam.

3. Halten Sie das Produkt während des Betriebs immer von Kindern fern. Das Produkt muss ordnungsgemäß und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.


## WICHTIGE FUNKTIONEN



1. Lichtemissionspanel
2. Eiskompressenplatte
3. „Shot Light“ Taste (Kurzer Blitz)
4. Lichtbereitschaftsanzeige
5. Lufteinlass
6. Luftauslassöffnung
7. „Work Mode Switch“ Taste (Arbeitsmodusumschaltung)  
(Epilation/Eiskühlung/Hautverjüngung)
8. Anzeigebildschirm
9. „On/Off/Level Adjustment“ Taste (Ein/Aus/Niveaueinstellung)
10. Stromschnittstelle

## DISPLAY

Nach dem Einschalten wird auf dem Display angezeigt:









## UMSCHALTEN DER BETRIEBSARTEN

1. Schalten Sie das Gerät entsprechend dem Abschnitt „Bedienungsablauf“ ein, die Betriebsart wird in der unteren Zeile des Displays angezeigt. Zum Umschalten drücken Sie kurz auf die Taste „Betriebsmodusumschaltung“.

2. Schneeflocke: Zeigt den Eiskühlmodus an.

SR: Zeigt den Hautverjüngungsmodus an. SR wird nicht angezeigt: Zeigt den Haarentfernungsmodus an. Bitte beachten Sie die detaillierte Erklärung unten:

 	Zwei Betriebsarten (Eiskühlung und Haarentfernung) laufen gleichzeitig
  SR	Zwei Betriebsmodi (Eiskühlung und Hautverjüngung) laufen gleichzeitig
 SR	Hautverjüngungsmodus
	Modus Haarentfernung

### ⚠ Wichtig!

1. Um Verbrennungen der Haut zu vermeiden, schalten Sie das Gerät nach der Verwendung des Eiskühlmodus über einen bestimmten Zeitraum nicht sofort in einen Modus, in dem die Eiskühlungsfunktion nicht verwendet wird. Wenn Sie das Gerät in einen Modus ohne Eiskühlung schalten möchten, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 20

Minuten, bis die Wärme abgeklungen ist, schalten Sie das Gerät dann ein und schalten Sie es in einen Modus ohne Eiskühlung.

2. Sobald der Eiskühlmodus ausgeschaltet ist, beginnt die Wärmeübertragung auf die Eiskompressenplatte. Halten Sie während dieser Zeit die Eiskompressenplatte von Ihrer Haut fern. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 20 Minuten, bis die Wärme abgeklungen ist.

### **Modus Eiskühlung**

1. Wenn sich der Epilierer im manuellen Lichtmodus befindet (Standardmodus nach der Inbetriebnahme). In einem der beiden folgenden Betriebsmodi : Sie können eine Eiskompresse anwenden, ohne die Taste „Shot light“ zu drücken.

2. Drücken Sie die Eiskompressenplatte senkrecht auf Ihre Haut und starten Sie die Eiskompressenfunktion.

### **Hinweis**

Wenn Sie die Eiskompressenfunktion verwenden, müssen Sie alle 5 Minuten die Taste „Stufeneinstellung“ drücken, um den Epilierer eingeschaltet zu halten. Andernfalls schaltet er sich automatisch aus. Halten Sie in diesem Fall einfach die Taste „Ein“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Epilierer zu starten.

### **Vor der ersten Benutzung**

Bestimmen Sie, welche Energiestufe für Ihre Haut geeignet ist und wo Sie Haare entfernen möchten. Der Epilierer verfügt über 5 Energiestufen: von Stufe 1 (niedrigste) bis Stufe 5 (höchste).

### **Hautsensibilitätstest**

Wenn Sie den Epilierer zum ersten Mal verwenden oder ihn zum ersten Mal an einer neuen Hautpartie einsetzen. Wählen Sie einen kleinen zu behandelnden Hautbereich aus und

führen Sie einen Hautsensibilitätstest nach dem folgenden

### **Verfahren durch:**

1. Schalten Sie den Epilierer wie im Abschnitt „Bedienungsanleitung“ beschrieben ein.
2. Wählen Sie die niedrigere Stufe (Stufe 1 oder Stufe 2).
3. Führen Sie den Test an einer ausgewählten Hautpartie unter Beachtung der oben genannten Gebrauchsanweisung und Vorsichtsmaßnahmen durch.
4. Überprüfen Sie nach mindestens 30 Minuten Hauttest die Reaktion der zu testenden Hautpartie.
5. Wenn die getestete Hautstelle normal bleibt, können Sie das Gerät weiterverwenden. Wenn die Haut rot und geschwollen ist, wiederholen Sie den Test nach 24 Stunden.

### **BEDIENUNGSABLAUF**

1. Rasieren Sie vor der Anwendung alle Haare im Bereich der Haarentfernung, reinigen Sie den Bereich der Haarentfernung und wischen Sie ihn ab, damit die Haarfollikel unter der Haut die Energie so effizient wie möglich absorbieren können, um eine optimale Haarentfernung zu erzielen.
2. Stecken Sie den Anschlussstecker in den entsprechenden Aufnahmestecker des Schnittstellenadapters des Epilierer.



3. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose und das Display zeigt „OFF“ an.
4. Halten Sie die Taste „Ein“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Epilierer zu starten; standardmäßig schaltet der Epilierer in den Epilier- und Eiskühlmodus. Bestätigen Sie den aktu-

ellen Betriebsstatus wie in den Abschnitten „Display“ und „Umschalten der Betriebsmodi“ oben beschrieben. Um den aktuellen Betriebsmodus einzustellen, drücken Sie kurz die Taste „Arbeitsmodusschalter“.

5. Der Epilierer verfügt über 5 Energiestufen. Nach der Inbetriebnahme ist die Standardeinstellung Stufe 1. Um die Stufe einzustellen, drücken Sie kurz auf die Taste für die Stufenanpassung. Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe. Wenn Sie sich wohl fühlen, erhöhen Sie die Stufe allmählich und passen sie an die Anpassungsfähigkeit Ihrer Haut an.

6. Um Augenschäden zu vermeiden, tragen Sie die mitgelieferte Schutzbrille (oder eine normale Sonnenbrille).

7. Einstellungen für manuelle und automatische Lichtemission

Manuelle Lichtemission (für kleine Haarentfernungsbereiche).

Der manuelle Lichtmodus ist der Standardmodus nach dem Einschalten des Epilierers. Drücken Sie die Taste „Shot light“ einmal, das Licht blinkt einmal.

Automatische Lichtemission (für großflächige Epilation). Nach dem Einschalten des Epilierers halten Sie die Taste „Shot light“ 2 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät piept zweimal mit einem konstanten Ticken und schaltet dann in den Modus für automatische Lichtemission. Sie müssen dann nur noch die Lichtquelle an Ihre Haut halten und das Gerät gibt automatisch Licht ab.

### **Hinweis**

Wenn sich der Epilierer im automatischen Lichtemissionsmodus befindet, halten Sie die Lichtaustrittsfläche nicht auf die Hautbereiche, die Sie nicht behandeln möchten, oder auf die Haut anderer Personen


Wechsel zum manuellen Lichtabgabemodus. Wenn sich der Epilator im automatischen Lichtabgabemodus befindet, drücken Sie die „Shot Light“-Taste (Kurzer Blitz) und halten

Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Der Epilator gibt ein doppeltes Tonzeichen aus und wechselt dann in den manuellen Lichtabgabemodus.

8. Halten Sie den Lichtleiter an die zu behandelnde Hautpartie und versuchen Sie, den Lichtleiter in einem rechten Winkel zur Haut zu positionieren:

(1) Wenn sich der Epilierer im manuellen Lichtmodus befindet und die Bereitschaftsanzeige blinkt, drücken Sie die Taste „Shot Light“, um das Licht abzugeben. Um eine Haarentfernung durchzuführen, muss der Lichtbalken den zu behandelnden Bereich abdecken. Bewegen Sie den Lichtbalken zum nächsten zu behandelnden Bereich und drücken Sie ihn auf die Haut. Wenn die Bereitschaftsanzeige blinkt, drücken Sie die Taste Shot Light, um die Behandlung durchzuführen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male. Es wird empfohlen, jede Hautpartie 2- bis 3-mal zu behandeln, jedoch nicht mehr als 3 Mal.

(2) Wenn sich der Epilierer im automatischen Lichtausstrahlungsmodus befindet, wird Licht ausgestrahlt, ohne dass die Taste „Shot Light“ gedrückt werden muss. Zum Epilieren muss die Lichtaustrittsfläche den zu behandelnden Bereich abdecken. Bewegen Sie die Lichtaustrittsplatte zum nächsten zu behandelnden Bereich und drücken Sie sie gegen die Haut. Der Epilierer gibt weiterhin Licht ab. Es wird empfohlen, jeden Hautbereich 2- bis 3-mal zu bestrahlen, jedoch nicht öfter als 3 Mal.



9. Halten Sie nach Abschluss der Behandlung die Taste „OFF“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Epilierer auszuschalten. Wenn der Epilierer eingeschaltet ist, schaltet er sich



automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine Behandlung durchgeführt wird.

10. Ziehen Sie den Anschlussstecker des Adapters heraus, und trennen Sie den Adapter von der Steckdose.

11. Nach 20 Minuten, wenn die Oberfläche des Lichtbalkens abgekühlt ist, wischen Sie den Lichtbalken mit einem mit einer alkoholfreien Lösung befeuchteten Tuch oder einem weichen Lappen ab.

12. Legen Sie den Epilierer und den Adapter nach der Reinigung zurück in die Verpackung. Bewahren Sie den Epilierer an einem trockenen und gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

13. Hautpflege nach dem Eingriff

Reinigen Sie die behandelte Haut 20 Minuten nach Abschluss der Arbeiten; feuchtigkeitsspendende Hautpflegeprodukte können verwendet werden, um die behandelte Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu reparieren.

Wenn Sie sich unwohl fühlen, legen Sie 30 bis 60 Minuten lang Kälte auf die Haut, bis die Verbrennungen nicht mehr schmerzhaft sind.

### **Hinweis**

- Tragen Sie nach der Haarentfernung Aloe-Gel oder ein ähnliches feuchtigkeitsspendendes Gel auf die behandelte Stelle auf. Verwenden Sie unmittelbar nach der Haarentfernung keine reizenden Kosmetika.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Epilierers, dass der zu behandelnde Hautbereich sauber ist. Es wird empfohlen, kaltes, abgekochtes Wasser zur Reinigung der Haut zu verwenden.
- Nach der Haarentfernung sollten Sie 2 Stunden lang den Kontakt mit Wasser vermeiden. Nicht Sonne, warmes Wasser, Dampfbäder, etc. für 48 Stunden nach der Epilation nehmen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die behandelten Stellen für 2 Stunden nach der Haarentfernung. Tragen Sie Sonnenschutzmittel auf, bevor Sie ins Freie

gehen. Es wird empfohlen, die Haarentfernung in der Nacht durchzuführen.

- Schwimmen Sie nach der Haarentfernung 48 Stunden lang nicht in einem desinfizierten Schwimmbaden.

## KURS DER HAARENTFERNUNG

<b>Der erste Monat</b>	Alle 3 bis 5 Tage	Das Aussehen der Haare oder der Haut wird sich nicht sichtbar verändern. Seien Sie einfach geduldig. Das Ergebnis wird auf jeden Fall da sein.
<b>Zweiter Monat</b>	Wöchentlich	Das Haar wird allmählich dünner und weicher. Sie werden feststellen, dass einige der schwarzen Haarfollikel ausfallen, wenn Sie ein Bad nehmen.
<b>Dritter Monat</b>	Alle 15 Tage	Sie werden sehen können, dass die neuen Haare meist gehemmt sind und nicht mehr wachsen. Die neuen Haare können vorsichtig herausgezogen werden. Es wachsen nur noch wenige Haare nach.
<b>Vierter Monat</b>	Alle 30 Tage	Das Haar wächst kaum noch. Dauerhafte Haarlosigkeit ist erreicht. Sie haben eine perfekte Haut.

Verfahren zur Anwendung der Hautverjüngungsfunktion  
1) Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste „Work Mode Switch“, bis Sie in den Skin Rejuvenation Mode wechseln.

2) Drücken Sie die Taste „Stufeneinstellung“, um die Stufe auf 1 einzustellen, und richten Sie dann die Lichtaustrittsfläche auf den zu verjüngenden Bereich aus. Es wird empfohlen, jeden Bereich auf einmal zu behandeln und die Behandlung 1- bis 2-mal pro Woche durchzuführen. Führen Sie die Behandlung 2 bis 3 Monate lang durch und Sie werden den visuellen Effekt sehen können.

### **Empfehlung für den Zeitraum zwischen der Verwendung von Funktionen**

Pro Hautbereich und Tag kann nur eine Photonenfunktion verwendet werden. Wenn ein Hautareal mit einer anderen Funktion bestrahlt werden muss, sollte der Eingriff am nächsten Tag durchgeführt werden.

### **Nebenwirkungen**

Alle Arten von kosmetischen Behandlungen können gewisse Risiken bergen. Auch die unsachgemäße Verwendung eines Epilierers kann zu Nebenwirkungen führen. Mögliche Nebenwirkungen und empfohlene Wege, sie zu beseitigen:

<b>Schmerz</b>	Aufgrund der unterschiedlichen Konstitution hat jeder Mensch eine andere Schmerzgrenze. Bei manchen Menschen kann es manchmal unangenehm sein. Sie können ein leichtes Brennen spüren, das nicht länger als 1 Minute anhält. Die meisten Erwachsenen und Teenager können dieses Unbehagen empfinden.
<b>Leichte Rötung oder ein leichtes Brennen</b>	Das ist normal. Das liegt daran, dass die Haare vor der Verwendung des Geräts nicht gewachsen oder vollständig entfernt wurden.
<b>Der Geruch von verbranntem Haar</b>	Das ist normal. Das liegt daran, dass Sie die Haare vor der Verwendung des Epilierers nicht gewachsen oder vollständig entfernt haben.

## FEHLERSUCHE UND PROBLEMBEHEBUNG

Merkmal	Beschreibung	Methode der Eliminierung
Start nicht möglich	Die Taste „Ein“ wurde 2 Sekunden lang nicht gedrückt.	Achten Sie beim Einschalten darauf, dass Sie die Taste „Ein“ mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Es wird kein Licht abgegeben, wenn die Taste Shot light gedrückt wird.	1. Die Leuchtplatte kommt nicht mit der Haut in Berührung. 2. Die Energiespeicherung ist noch nicht abgeschlossen. Die Bereitschaftsanzeige blinkt nicht.	1. Drücken Sie ihn auf die Haut. 2. Warten Sie, bis die Bereitschaftsanzeige nicht mehr blinkt, und drücken Sie die Taste.
Automatische Abschaltung	Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 5 Minuten lang kein Licht abgegeben wird.	Um den Epilierer zu starten, halten Sie die Taste „Ein“ 2 Sekunden lang gedrückt.

### Zu behandelnde Körperteile:

Haaransatz, Wangen, Oberlippe, Rücken, Achseln, Brust, Arme, Bauch, Bikinizone, Oberschenkel, Unterschenkel.

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 211×138×60 mm

Erfassungsbereich: 3,6 cm

Eingangsspannung: 100 - 240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 24 V 1.9 A

Leistung: <45 W

Gewicht: 320 g

Lager- und Transporttemperatur: -20 bis 55 C

Relativfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport: 5 bis 95 %, ohne Kondensation

## INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

TESLA Solar s.r.o. erklärt hiermit, dass das Gerät des Typs TSL-BT-IPLPRO mit den Anforderungen der EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: [tsl.sh/doc](https://tsl.sh/doc)



### Hersteller / Importeur

TESLA Solar s.r.o.  
Rubeska 215/1  
190 00 Prague  
Czech Republic  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



# TESLA



## TESLA ICE COOLING IPL PRO

UŽIVATELSKÁ  
PŘÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a poznámky a ujistěte se, že jim zcela rozumíte.

## **PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU**

Epilátor s funkcí Ice Cool (dále jen „epilátor“) je kosmetický výrobek zajišťující odstraňování chloupků, omlazování pokožky a její chlazení během ošetření. Díky technologii Home Pulsed Light spojuje mnoho optických technologií využívaných v oblasti krásy a zdraví, což z něj činí profesionální a praktický výrobek tohoto odvětví.

Epilátor je rovněž vybaven technologií Ice Cool, která zajišťuje příjemné chlazení pokožky. Dokáže tak účinně předcházet popáleninám a bolesti pokožky a pečuje o ni již během ošetření.

### **Vhodná barva pokožky**

Epilátor je vhodný pro všechny typy pleti s výjimkou přirozeně tmavé barvy pleti. Na hnědé pokožce doporučujeme použít nejprve nejnižší úroveň výkonu. Pokud necítíte žádnou bolest, můžete nastavit vyšší úroveň.

## **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

### **Kontraindikace**

1. děti a starší osoby,
2. osoby trpící systémovým zánětem,
3. osoby s fotosenzitivní pokožkou a osoby užívající fotosenzitivní léky,
4. osoby s implantovanými elektronickými zdravotnickými zařízeními (např. kardiostimulátor) a umělými srdečně-plicními přístroji. Výrobek může mít způsobit nesprávné fungování elektronického zdravotnického zařízení.

### **Bezpečnostní upozornění**

1. Vzhledem k vysokému napětí vnitřních částí výrobku je zakázáno epilátor bez povolení rozebírat.
2. Při používání výrobku nikdy nezakrývejte ventilační otvor,



- který vyzařuje teplo a snižuje tak teplotu výrobku.
- 3.Výrobek musí být uchováván mimo dosah vlhkosti a vody.
  - 4.Nepoužívejte výrobek v případě poškození zástrčky nebo napájecího kabelu.
  - 5.Je zakázáno používat přístroj v hořlavém a výbušném prostředí.

### **Bezpečnostní pokyny**

- 1.Těhotným ženám nebo ženám, které se pokoušejí otěhotnět či kojí, nedoporučujeme tento výrobek používat, jelikož nebyl těmito skupinami žen testován.
- 2.Přístroj se nesmí používat nepřetržitě déle než 25 minut. Pokud si přejete ošetřit větší plochu pokožky, použijte jej na několikrát. Po 25 minutách používání nezapomeňte výrobek vypnout a odpojit ze zásuvky. V používání pokračujte po 10 minutách.
- 3.Použití výrobku se nedoporučuje po opalování, návštěvě solária nebo použití samoopalovacího krému.
- 4.Přístroj nepoužívejte v místě tetování nebo v oblastech se stařeckými nebo jinými šedými či tmavými skvrnami. V opačném případě můžete zažít nepříjemné pocity v důsledku absorpce velkého množství světelné energie.
- 5.Přístroj je zakázáno používat v oblasti uší, krku, bradavek, genitálií nebo konečníku, jelikož tato místa jsou citlivá a náchylná k poranění.
- 6.Neozářujte stejné místo více než třikrát, v opačném případě můžete zažít nepříjemné pocity v důsledku nadměrného tepla.
- 7.Pokud kůže zčervená a nateče, přestaňte přístroj používat. Pokud tento stav přetrvá více než 24 hodin, navštivte lékaře.


### **Specifické bezpečnostní pokyny**

- 1.Je zakázáno mířit lampou na zranitelné části těla, jako jsou např. oči. Kdykoli je to možné, používejte ochranné brýle. Neďte se do lampy, ani když máte nasazené ochranné brýle.
- 2.Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si z těla sundali

všechny kovové předměty (např. prsteny a náramky). V opačném případě může přístroj přestat fungovat.

3. Během používání přístroje se vždy držte mimo dosah dětí. Přístroj musí být bezpečně uložen mimo dosah dětí.


## POPIS VÝROBKU



1. Výstup světla
2. Okénko chlazení
3. Tlačítko pro spuštění impulsu
4. Kontrolka připravenosti
5. Vstup vzduchu
6. Výstup vzduchu
7. Tlačítko pro přepnutí režimu (odstraňování chloupků / chlazení pokožky / omlazení pokožky)
8. Displej
9. Tlačítko zapnutí / vypnutí / nastavení úrovně
10. Napájecí rozhraní

## POPIS DISPLEJE

Po zapnutí epilátoru se na displeji zobrazí:









## POPIS PROVOZNÍCH REŽIMŮ

1. Po zapnutí epilátoru dle pokynů k použití se ve spodním řádku displeje zobrazí provozní režim. Chcete-li jej přepnout, krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí režimu.

2. Sněhová vločka: Tento symbol indikuje aktivovaný režim chlazení pokožky.

Pokud se na displeji zobrazuje zkratka „SR“, znamená to, že je aktivovaný režim omlazení pokožky. Pokud se na displeji zkratka „SR“ nezobrazuje, znamená to, že je aktivovaný režim odstraňování chloupků. Více informací naleznete v následující tabulce:

 	Dva provozní režimy (chlazení pokožky a odstraňování chloupků) jsou spuštěny současně.
  SR	Dva provozní režimy (chlazení pokožky a omlazení pokožky) jsou spuštěny současně.
 SR	Režim omlazení pokožky
	Režim odstraňování chloupků

### ▲ Důležitá upozornění

1. Po určité době používání epilátoru s aktivovaným režimem chlazení pokožky jej nelze přímo přepnout do režimu bez chlazení, aby nedošlo ke spálení pokožky. Pokud jej chcete

přepnout do režimu bez chlazení pokožky, musíte epilátor vypnout a 20 minut počkat, aby se rozptýlilo teplo, a poté jej znovu zapnout a nastavit režim bez chlazení.

2. Po vypnutí režimu chlazení pokožky se teplo přesune do okénka chlazení. V této době udržujte pokožku v dostatečné vzdálenosti od okénka chlazení. Vypněte epilátor a počkejte 20 minut, než se teplo rozptýlí.

### **Režim chlazení pokožky**

1. Pokud je epilátor v režimu manuálního vyzařování světla (výchozí režim po spuštění), můžete využít režim chlazení pokožky bez nutnosti stisknutí tlačítka pro spuštění impulsu v následujících dvou provozních režimech: .

2. Přiložte okénko chlazení svisle a těsně k pokožce a spusťte režim chlazení.

### **Zvláštní upozornění**

Během používání režimu chlazení pokožky je každých 5 minut nutné stisknout tlačítko nastavení úrovně, aby epilátor zůstal v provozu. V opačném případě se automaticky vypne. V takovém případě stačí k opětovnému spuštění na 2 sekundy podržet tlačítko zapnutí.

### **Před prvním použitím**

Určete, která úroveň je vhodná pro vaši pokožku a z které oblasti chcete chloupky odstranit. Epilátor disponuje 5 úrovněmi výkonu: úroveň 1 (nejnižší) až úroveň 5 (nejvyšší).

### **Test citlivosti pokožky**

Pokud používáte epilátor poprvé nebo jej poprvé používáte v určité oblasti, nejprve proveďte test citlivosti na malé části pokožky. Postupujte následovně:

1. Postupujte podle pokynů k použití a zapněte epilátor.

2. Zvolte nižší úroveň výkonu (úroveň 1-2).

3. Proveďte test na vybrané části pokožky podle výše uvedených pokynů a v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními.

4. Zkontrolujte reakci testované části pokožky nejméně 30 minut po provedení testu.
5. Pokud je pokožka zarudlá a nateklá, počkejte 24 hodin a proveďte test znovu.

## Pokyny k použití

1. Před použitím nejprve oholte všechny chloupky v okolí ošetřované oblasti pokožky, smyjte je a otřete, abyste zajistili, že vlasový folikul pod kůží může v maximální možné míře absorbovat energii, a dosáhl tak nejlepšího účinku ošetření.
2. Zasuňte zástrčku na koncovce adaptéru do napájecího rozhraní epilátoru.



3. Připojte adaptér k zásuvce, displej zobrazuje „OFF“.
4. Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí na 2 s zapnete epilátor, který automaticky vstoupí do režimu odstraňování chloupků a chlazení pokožky. Podrobné informace o provozních režimech naleznete v sekcích Popis displeje a Popis provozních režimů. Chcete-li upravit aktuální provozní režim, krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí režimu.
5. Epilátor disponuje 1-5 úrovněmi výkonu. Výchozí úroveň po spuštění je úroveň 1. Chcete-li nastavit jinou úroveň, krátce stiskněte tlačítko nastavení úrovně. Začněte s nejnižší úrovní výkonu. Pokud nebudete pociťovat žádné nepříjemné pocity, postupně zvyšujte úroveň a nastavte ji na úroveň odpovídající přizpůsobivosti vaší pokožky.
6. Používejte ochranné brýle speciálně určené pro tento výrobek (nebo běžné sluneční brýle), v opačném případě hrozí riziko poškození očí.
7. Nastavení manuálního a automatického vyzařování světla

Manuální vyzařování světla (vhodné pro odstraňování chloupků na malé oblasti)

Po zapnutí epilátoru je výchozím režimem režim manuálního vyzařování světla. Stisknete-li tlačítko pro spuštění impulsu, epilátor vyšle jeden světelný impuls.

Automatické vyzařování světla (vhodné pro odstraňování chloupků na větší oblasti) Po zapnutí epilátoru stisknete a na 2 s podržte tlačítko pro spuštění impulsu. Přístroj dvakrát po sobě čtyřikrát zapípá a následně vstoupí do režimu automatického vyzařování světla. Následně stačí epilátor přiložit k pokožce a ten začne automaticky vysílat světelné impulsy.

### **Poznámka**

Při aktivovaném režimu automatického vyzařování světla se lampou nedotýkejte oblasti, která není určena k ošetření. Rovněž nedovolte, aby se lampy dotýkala jiná osoba.

### **Přepnutí na režim manuálního vyzařování světla**


Chcete-li přepnout z režimu automatického vyzařování světla na manuální, stiskněte a na 2 s podržte tlačítko pro spuštění impulsu. Epilátor dvakrát zapípá a přepne na požadovaný režim.

8. Přiložte lampu k pokožce určené k ošetření a nakloňte jí tak, aby na pokožku vyzařovala světlo v pravém úhlu:

(1) Pokud je epilátor v režimu manuálního vyzařování světla a kontrolky připravenosti zablikají, stiskněte tlačítko pro spuštění impulsu. Lampa danou část ošetřované oblasti pokožky zbaví chloupků. Posuňte lampu na další část ošetřované oblasti a přiložte ji k pokožce. Jakmile kontrolky připravenosti zablikají, opět stiskněte tlačítko pro spuštění impulsu. Tyto kroky několikrát zopakujte. Každou oblast pokožky doporučujeme ošetřit dvakrát až třikrát, ne však více než třikrát.

(2) Pokud je epilátor v režimu automatického vyzařování světla, začne vyzařovat světlo bez nutnosti použití tlačítka pro spuštění impulsu. Lampa danou část ošetřované oblasti

pokožky zbaví chloupků. Posuňte lampu na další část ošetřované oblasti a přiložte ji k pokožce. Epilátor vyzařuje světlo. Každou oblast pokožky doporučujeme ošetřit dvakrát až třikrát, ne však více než třikrát.



9. Po dokončení ošetření epilátor vypněte stisknutím a podržením tlačítka vypnutí na 2 s. Zapnutý epilátor se rovněž po 5 minutách nečinnosti automaticky vypne.

10. Vytáhněte zástrčku adaptéru a poté adaptér vyjměte ze zásuvky.

11. Počkejte 20 minut, než povrch lampy vychladne, a otřete výstup světla vlhčeným ubrouskem (bez obsahu alkoholu) nebo papírovým kapesníkem.

12. Po dokončení čištění vložte epilátor a adaptér zpět do krabičky. Epilátor uložte na suché a dobře větrané místo mimo dosah dětí.

13. Péče o pokožku po ošetření

Po 20 minutách od dokončení ošetření pokožku očistěte a naneste na ní hydratační přípravek, který pokožce dodá hydrataci a výživu potřebou k obnově její struktury. Pokud pocítíte nepříjemné pocity, přiložte na pokožku na 30-60 minut chladivý obklad, dokud pálení či bolest neodezní.

### Poznámka

- Po dokončení ošetření na pokožku naneste gel s aloe vera nebo jiný hydratační přípravek. Nepoužívejte kosmetické přípravky, které by mohly pokožku podráždit.



- Před ošetřením se ujistěte, že je daná oblast pokožky zcela čistá. Doporučujeme pokožku omýt ve studené převařené vodě.
- Pokožka nesmí 2 hodiny po dokončení ošetření přijít do styku s vodou. Během 48 hodin po ošetření se neopalujte, nekoupejte ve vaně, nenavštěvujte saunu, páru apod.
- 2 hodiny po ošetření nevystavujte ošetřenou pokožku silnému slunečnímu záření. Během venkovních aktivit používejte opalovací krém. Ošetření doporučujeme provádět večer.
- Během 48 hodin po ošetření se nekoupejte ve chlorovaném bazénu.

## PRŮBĚH OŠETŘENÍ

<b>První měsíc</b>	Používejte každých 3-5 dní.	Během této doby se vzhled chloupků ani pokožky nezmění. Buďte trpěliví. Výsledek se zaručeně dostaví.
<b>Druhý měsíc</b>	Používejte jednou týdně.	Chloupky začnou slábnout a měknout. Při koupeli si můžete všimnout, že některé černé vlasové folikuly odpadávají.
<b>Třetí měsíc</b>	Používejte jednou za 15 dní	Můžete vidět, že růst nových chloupků je v podstatě zastaven. Nové chloupky lze jemně vytrhnout. Vyrostou jen několik nových chloupků.
<b>Čtvrtý měsíc</b>	Používejte jednou za 30 dní.	Chloupky již téměř nerostou. Je dosaženo trvalého odstranění chloupků. Máte dokonalou pokožku.

## Popis funkce omlazení pokožky

- 1) Po zapnutí epilátoru krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí režimu a nastavte režim omlazení pokožky.
- 2) Stiskněte tlačítko nastavení úrovně a nastavte úroveň 1. Poté přiložte lampu k oblasti pokožky, kterou si přejete omladit. Každou oblast doporučujeme ozařovat pouze jednou a toto ošetření provádět 1-2krát týdně. Pro viditelné výsledky je ošetření nutné provádět po dobu 2-3 měsíců.

## Návrh intervalu použití

Každá oblast pokožky může za jeden den přijímat fotonové záření pouze jedné funkce. Pokud jedna a ta samá oblast pokožky vyžaduje po jednom ošetření použití další funkce epilátoru, počkejte do druhého dne.

## Nežádoucí účinky a jejich řešení

Všechny kosmetické úkony s sebou nesou určitá rizika. Stejně tak může mít nesprávné používání epilátoru nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, a navrhované způsoby ošetření jsou následující:

<b>Bolest</b>	Každý člověk vnímá bolest jinak, což je dáno odlišnou konstitucí každého z nás. Vzácně můžete pociťovat nepříjemné pocity. Může se objevit mírné pálení, které trvá maximálně 1 minutu, což většina dospělých a starších dětí snese.
<b>Mírné zarudnutí nebo mírné pálení</b>	To je zcela normální. Je to proto, že před použitím epilátoru nebyly odstraněny chloupky nebo byly odstraněny jen částečně.
<b>Zápach spálených chloupků</b>	To je zcela normální. Je to proto, že před použitím epilátoru nebyly odstraněny chloupky nebo byly odstraněny jen částečně.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj nelze spustit.	Tlačítko zapnutí nebylo podrženo po dobu 2 s.	Při spuštění přístroje nezapomeňte tlačítko zapnutí podržet po dobu alespoň 2 s.
Po stisknutí tlačítka pro spuštění impulsu není vyslán světelný impuls.	1. Lampa se nedotýká pokožky. 2. Nebylo dokončeno ukládání elektrické energie. Kontrolky připravenosti neblinkají.	1. Opět přiložte lampu k pokožce. 2. Počkejte, dokud kontrolky připravenosti nezačnou blikat, a poté tlačítko stiskněte.
Automatické vypnutí	Přístroj se po 5 minutách nečinnosti automaticky vypne.	Stiskněte a na 2 s podržte tlačítko zapnutí a zapněte přístroj.

### Oblasti použití:

Linie vlasů, tváře, horní ret, záda, podpaždí, hrudník, paže, břicho, oblast bikin, stehna, holeň

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry: 211 x 138 x 60 mm

Světelná oblast: 3,6 cm<sup>2</sup>

Vstupní napětí: 100-240 V

Frekvence: 50-60 Hz

Výstupní napětí: 24 V 1,9 A

Výkon: < 45 W

Hmotnost: 320 g

Skladovací a přepravní teplota: -20 - 55 °C  
Skladovací a přepravní relativní vlhkost: 5–95 %, bez kondenzace

## INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost TESLA Solar s.r.o., prohlašuje, že typ zařízení TSL-BT-IPLPRO je v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)



### Výrobce / Dovozce

TESLA Solar s.r.o.  
Rubeska 215/1  
190 00 Prague  
Czech Republic  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)

# TESLA



## TESLA ICE COOLING IPL PRO POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a poznámky a uistite sa, že ste plne porozumeli ich obsahu.

## PREHĽAD VÝROBKU

Epilátor s funkciou ľadového chladenia (ďalej len - epilátor) je kozmetický výrobok vybavený funkciami odstraňovania chlpkov, omladzovania pokožky a ľadového obkladu. Je jeden z profesionálnych a praktických výrobkov v tejto oblasti a vďaka technológii nízkofrekvenčného pulzného žiarenia (Home pulsed light - HPL) epilátor v sebe spája mnoho optických technológií používaných v oblasti zdravia a krásy.

Epilátor je vybavený funkciou ľadového obkladu založenou na technológii ľadového chladenia. Účinne predchádza popáleninám a bolestivým pocitom pokožky, čím poskytuje vhodnú starostlivosť o pokožku.

### Farba pokožky, na ktorú sa používa

Zakázané používať na čiernu pokožku. Môže byť použitý pre iné farby pokožky. Pri hnedej pokožke sa odporúča použiť najskôr najnižšiu úroveň. Zvyšovanie úrovne sa vykonáva s prihliadnutím na pocity bolesti na pokožke.

### Preventívne opatrenia

#### Kontraindikácie

1. Deti a starší ľudia.
2. Ľudia so systémovým zápalom.
3. Ľudia s fotosenzitívnou pokožkou a ľudia užívajúci lieky, ktoré spôsobujú fotosenzitivitu.
4. Ľudia, ktorí používajú prístroje na podporu života, ako napríklad implantované elektronické lekárske zariadenie (ako napríklad kardiostimulátor) a prístroj na zabezpečenie mimotelového krvného obehu srdca - pľúca. Prevádzka výrobku môže spôsobiť poruchu lekárskeho elektronického zariadenia.

- Odporúčania o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel
1. Je zakázané rozoberať epilátor bez povolenia vzhľadom na vysoké napätie vo vnútri výrobku.
  2. Je zakázané pri používaní výrobku blokovať ventilačný otvor, ktorý slúži na odvod tepla a zníženie teploty výrobku.
  3. Udržujte výrobok čo najďalej od vlhkosti a vody.
  4. Je zakázané používať výrobok ak je poškodený konektor alebo napájací kábel.
  5. Je zakázané používať výrobok v prostredí s horľavými a výbušnými látkami.

## **Varovanie**

1. Neodporúča sa používať tehotným, dojčiacim ženám alebo ženám, ktoré sa snažia otehotnieť, pretože tento výrobok nebol medzi takýmito ženami testovaný.
2. Prístroj by sa nemal používať nepretržite viac ako 25 minút. Ak je oblasť epilácie pomerne veľká, môže byť rozdelená na niekoľko častí. Po 25 minútach používania je potrebné prístroj vypnúť a odpojiť od zdroja napájania. Po 10-minútovej prestávke môžete pokračovať v používaní.
3. Výrobok sa neodporúča používať po opaľovaní, pri použití solária alebo samoopaľovacieho prípravku.
4. Je zakázané používať prístroj na odstraňovanie chlpkov na epiláciu oblastí pokožky s tetovaním alebo tmavosivými alebo čiernymi škvrnami. V opačnom prípade budú mať takéto oblasti pokožky nepríjemné pocity kvôli absorpcii veľkého množstva svetelnej energie.
5. Je zakázané používať výrobok na uši, krk, bradavky, genitálie alebo oblasti okolo konečníka, pretože tieto oblasti sú citlivé a náchylné na zranenia.
6. Aby ste predišli vzniku nepríjemných pocitov pre pokožku v dôsledku nadmerného tepla, množstvo žiarenia pri každej epilácii jednej oblasti by nemalo prekročiť 3-krát.
7. Ak pokožka sčervenie a opuchne a tento stav pretrváva minimálne 24 hodín, prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom.

### **Pokyny pre bezpečnú prevádzku**


1. Je zakázané mieriť svetlo, ktoré vyžaruje panel, na zraniteľné časti tela, ako je oko. Ak je to možné, noste ochranné okuliare. Je zakázané pozeráť sa do panelu vyžarujúceho svetlo, a to ani cez ochranné okuliare.

2. Pred použitím výrobku sa uistite, že ste z tela odstránili všetky kovové materiály, ako sú prstene a náramky. V opačnom prípade môže byť epilácia neúčinná.

3. Počas prevádzky udržiajte výrobok mimo dosahu detí. Výrobok by sa mal správne skladovať na miestach, ktoré sú pre deti neprístupné.




## FUNKCIE TLAČIDIEL



1. Panel vyžarujúci svetlo
2. Panel ľadového obkladu
3. Tlačidlo „Shot light“ (Krátke svetlo)
4. Svetelný indikátor prevádzky prístroja
5. Zberač vzduchu
6. Vzduchový kanál
7. Tlačidlo „Work mode switch“ (Prepínanie režimov prevádzky) (Epilácia/Ľadové chladenie/Omladenie pokožky)
8. Displej
9. Tlačidlo „On/Off/Level adjustment“ (Zapnuté/Vypnuté/Nastavenie úrovne)
10. Indikátor nabitia prístroja

## DISPLEJ







Po zapnutí sa na displeji zobrazí nasledovné:



## PREPÍNANIE PREVÁDZKOVÝCH REŽIMOV

1. Zapnite zariadenie podľa časti „Postup pri obsluhu“, prevádzkový režim sa zobrazí v spodnom riadku displeja. Na prepnutie krátko stlačte tlačidlo „Prepínanie režimov prevádzky“.
2. Snehová vločka: indikácia režimu ľadového chladenia.

SR: indikácia režimu omladenia pokožky. SR sa nezobrazuje: indikácia režimu epilácie. Podrobné vysvetlenie je uvedené nižšie:

 	Súbežne sú spustené dva prevádzkové režimy (ľadové chladenie a epilácia)
  SR	Súbežne sú spustené dva prevádzkové režimy (ľadové chladenie a omladenie pokožky)
 SR	Režim omladenia pokožky
	Režim epilácie

### ⚠ Pozor!

1. Aby sa zabránilo popáleniu pokožky je zakázané po použití režimu ľadového chladenia počas určitej doby okamžite prepnúť zariadenie do režimu, ktorý nevyužíva funkciu ľadového chladenia pokožky. Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu, ktorý nevyužíva funkciu chladenia pokožky ľadom,

musíte zariadenie vypnúť a počkať 20 minút, kým sa teplo nerozptýli, potom zariadenie zapnúť a prepnúť do režimu, ktorý nevyužíva funkciu chladenia pokožky ľadom.

2. Po vypnutí režimu ľadového chladenia sa teplo začne prenášať na panel ľadového obkladu. Vtedy držte ľadový obklad ďalej od pokožky. Vypnite zariadenie a počkajte 20 minút, kým sa teplo rozptýli.

### **Režim ľadového chladenia**

1. Keď je epilátor v režime manuálneho vyžarovania svetla (predvolený režim po spustení). Za podmienok, že je v jednom z nasledujúcich dvoch prevádzkových režimov : môžete použiť ľadový obklad bez stlačenia tlačidla „Shot light“ (Krátke svetlo).

2. Pevne pritlačte ľadový obklad zvisle na pokožku a spustíte funkciu ľadového obkladu.

### **Špeciálne poznámky**

Pri použití funkcie ľadového obkladu je potrebné raz za 5 minút stlačiť tlačidlo „Level adjustment“ (Nastavenie úrovně), na udržanie epilátora zapnutého. V opačnom prípade sa automaticky vypne. Ak k tomu dôjde, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo „On“ (Zapnuté) 2 sekundy na spustenie epilátora.

### **Pred prvým použitím**

Zistite, ktorá úroveň energie je vhodná pre Vašu pokožku a z ktorej oblasti chcete odstrániť chlpy. Epilátor má 5 úrovní energie: od úrovne 1 (najnižšia) po úroveň 5 (najvyššia).

### **Skúška citlivosti pokožky**

Ak sa epilátor používa prvýkrát alebo sa prvýkrát používa na novej oblasti pokožky, vyberte malú oblasť pokožky, ktorú chcete epilovať, a vykonajte skúšku citlivosti pokožky podľa nasledujúceho postupu:

1. Zapnite epilátor podľa časti „Postup pri obsluhu“.

2. Vyberte nižšiu úroveň (úroveň 1 alebo úroveň 2).

3. Urobte skúšku na vybranej oblasti pokožky podľa vyššie uvedeného návodu na použitie a bezpečnostných opatrení na použitie.

4. Najmenej 30 minút po urobení skúšky citlivosti pokožky skontrolujte reakciu testovanej oblasti pokožky.

5. Ak testovaná oblasť pokožky zostane normálna, môžete pokračovať v používaní kozmetického prístroja. Ak je koža červená a opuchnutá, skúšku zopakujte po 24 hodinách.

## Postup prevádzky

1. Pred použitím oholte všetky chlpy okolo epiláčnej oblasti, vyčistite a utrite oblasť epilácie, aby chlpy pod kožou mohli absorbovať energiu čo najefektívnejšie, aby sa dosiahla najlepšia účinnosť epilácie.

2. Zasuňte spojovací konektor do príslušného prijímacieho konektora adaptéra napájacieho rozhrania epilátoru.



3. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky, na displeji sa zobrazí „OFF“ (Vypnuté).

4. Stlačte a podržte tlačidlo „On“ (Zapnuté) 2 sekundy na spustenie epilátora; v predvolenom nastavení sa epilátor prepne do režimu epilácie a ľadového chladenia. Potvrďte aktuálny prevádzkový stav podľa vyššie uvedených častí „Displej“ a „Prepínanie režimov prevádzky“. Ak chcete nastaviť aktuálny režim prevádzky, krátko stlačte tlačidlo „Work Mode Switch“ (Prepínanie režimov prevádzky).

5. Epilátor má 5 úrovní energie. Po spustení je prednastavená úroveň 1. Pre nastavenie úrovne krátko stlačte tlačidlo „Level Adjustment“ (Nastavenie úrovne). Začnite používať výrobok od najnižšej úrovne. Ak sa cítite pohodlne, zvyšujte úroveň

postupne a upravujte ju podľa prispôsobivosti vlastnej pokožky.

6. Aby sa zabránilo poškodeniu zrakových orgánov, noste ochranné okuliare, ktoré sa dodávajú s výrobkom (alebo bežné slnečné okuliare).

7. Parametre nastavenia manuálneho a automatického vyžarovania svetla.

Manuálne vyžarovanie svetla (používa sa na malé oblasti epilácie).

Manuálny režim vyžarovania svetla je predvolený režim po zapnutí epilátora. Raz krátko stlačte tlačidlo „Shot light“ (Krátke svetlo), svetlo raz zabliká.

Automatické vyžarovanie svetla (používa sa na veľké oblasti epilácie). Po zapnutí epilátora stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo „Shot light“ (Krátke svetlo), prístroj dvakrát vydá signál nepretržitého tikania a potom sa prepne do režimu automatického vyžarovania svetla. Svetlo vyžarujúci panel budete musieť len priložiť k pokožke a zariadenie bude automaticky vyžarovať svetlo.

### **Poznámka**

Keď je epilátor v režime automatického vyžarovania svetla, je zakázané dotýkať sa panelu vyžarujúceho svetlo k oblastí pokožky, ktoré nie je potrebné epilovať, ako aj k pokožke iných osôb.


Prepnutie do režimu manuálneho vyžarovania svetla.

Keď je epilátor v režime automatického vyžarovania svetla, stlačte a podržte 2 sekundy tlačidlo „Shot Light“ (Krátke svetlo), epilátor raz vydá prístroj raz vydá signál dvojitého tikania a potom sa prepne do režimu manuálneho vyžarovania svetla.

8. Opřete panel vyžarující světlo o ošetřovanou oblast pokožky a pokuste se nainstalovat panel vyžarující světlo v pravém úhlu k pokožce:

(1) Keď je epilátor v manuálnom režime vyžarovania svetla a indikátory prevádzky prístroja blikajú, stlačte tlačidlo „Shot Light“ (Krátke svetlo) na ožiarenie pokožky. Na vykonanie epilácie musí panel vyžarujúci svetlo pokrývať epilovanú oblasť. Presuňte panel vyžarujúcu svetlo na ďalšiu oblasť, ktorú chcete epilovať, a pritlačte ho k pokožke. Keď indikátory prevádzky prístroja blikajú, stlačte tlačidlo „Shot Light“ (Krátke svetlo). Opakujte tento postup niekoľkokrát. Odporúča sa ožarovať každú oblasť pokožky 2-3 krát, ale nie viac ako 3 krát.

(2) Keď je epilátor v režime automatického vyžarovania svetla, svetlo bude vyžarované bez stlačenia tlačidla „Shot Light“ (Krátke svetlo). Pri vykonávaní epilácie musí panel vyžarujúci svetlo pokrývať epilovanú oblasť. Presuňte panel vyžarujúci svetlo na ďalšiu oblasť, ktorú chcete epilovať, a pritlačte ho k pokožke. Epilátor naďalej vyžaruje svetlo. Odporúča sa ožarovať každú oblasť pokožky 2-3 krát, ale nie viac ako 3 krát.



9. Po ukončení epilácie stlačte a podržte tlačidlo „OFF“ (Vypnuté) 2 sekundy na vypnutie epilátora. Keď je epilátor zapnutý, automaticky sa vypne, ak sa do 5 minút nevykoná žiadna operácia s výrobkom.

10. Vytiahnite spojovací konektor adaptéra a potom vyťahnite adaptér zo zásuvky.

11. Po 20 minútach, keď sa povrch svetelného panelu ochladí, utrite svetelný panel handričkou namočenou v roztoku neobsahujúcom alkohol alebo mäkkou handričkou.

12. Po dokončení čistenia vložte epilátor a adaptér späť do obalu. Uchovávajte epilátor na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu detí.

13. Starostlivosť o pokožku po procedúre  
20 minút po ukončení práce očistite epilovanú pokožku; na hydratáciu a obnovenie epilovanej pokožky môžete použiť hydratačné produkty starostlivosti o pokožku. V prípade nepríjemných pocitov používajte chlad na pokožku po dobu 30-60 minút, kým pokožka prestane cítiť bolesť z popálenín.

### **Poznámka**

- Po epilácii naneste na epilovaný oblasť gél z aloe alebo podobný hydratačný gél. Ihneď po epilácii nepoužívajte dráždivé kozmetické prípravky.
- Pred použitím epilátora sa uistite, že epilovaná oblasť pokožky je čistá. Na čistenie pokožky sa odporúča použiť studenú prevarenú vodu.
- Po epilácii zabráňte kontaktu epilovaných oblastí pokožky s vodou v priebehu 2 hodín. V priebehu 48 hodín po epilácii sa neopálujte, nie je dovolený teplý vodný, parný kúpeľ, atď.
- Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu na epilovaných miestach pokožky 2 hodiny po epilácii. Pred odchodom von naneste opaľovací krém. Odporúča sa vykonávať epiláciu v noci.
- Je zakázané plávať v dezinfikovanom bazéne do 48 hodín po epilácii.

## KURZ EPILÁCIE

<b>Prvý mesiac</b>	Každých 3-5 dní	Výskyt chlпов alebo pokožka neprechádza viditeľnými zmenami. Buďte trpezliví. K výsledku určite dôjde.
<b>Druhý mesiac</b>	Týždenne	Chlpy sa začnú postupne stenčovať a zjemňovať. Všimnete si, že niektoré z čiernych vlasových folikulov vypadnú, keď sa budete kúpať.
<b>Tretí mesiac</b>	Každých 15 dní	Uvidíte, že nové chlpy sú väčšinou potlačené a už viac nerastú. Nové chlpy sa dajú opatrne vytrhnúť. Vyrastie len pár chlпов.
<b>Štvrtý mesiac</b>	Každých 30 dní	Chĺpky takmer nerastú. Dosiahne sa trvalá neprítomnosť chĺpkov na pokožke. Máš dokonalú pokožku.

### Spôsob aplikácie funkcie omladenia pokožky

- 1) Po spustení krátko stlačte tlačidlo „Work Mode Switch“ (Prepínanie režimov prevádzky), kým neprejdete do režimu omladenie pokožky.
  - 2) Stlačením tlačidla „Level adjustment“ (Nastavenie úrovne) nastavte úroveň 1, potom zarovnajte panel vyžarujúci svetlo s oblasťou, ktorá potrebuje omladenie pokožky. Odporúča sa ožarovať každú oblasť za jeden raz a epiláciu vykonávať 1-2 krát týždenne. Ak budete pokračovať v procedúre 2-3 mesiace, budete môcť vidieť vizuálny efekt.
- Odporúčanie o intervale medzi aplikáciou funkcií  
Na každú oblasť pokožky je možné použiť iba jednu funkciu fotónového ožiarovania za deň. Ak niektorá časť pokožky potrebuje ožiarovanie s inou funkciou, epilácia by sa mala vykonať nasledujúci deň.



## Vedľajšie účinky

Všetky druhy kozmetickej starostlivosti môžu niesť určité riziká. Rovnako nesprávne používanie epilátora môže spôsobiť vedľajšie účinky. Možné vedľajšie účinky a odporúčané spôsoby ich riešenie:

<b>Bolesť</b>	Každý človek má kvôli odlišnej konštitúcii iný prah bolesti. Niekedy môže niekto pociťovať nepohodlie. Môžete cítiť mierne pálenie, ktoré môže trvať maximálne 1 minútu. Väčšina dospelých a dospievajúcich môže cítiť tento nepríjemný pocit.
<b>Mierne začervenanie alebo mierny pocit spálenia</b>	Je to normálne. Stáva sa to preto, že pred použitím kozmetického prístroja nebola vykonaná epilácia alebo chĺpky neboli úplne odstránené.
<b>Zápach spálených chlív</b>	Je to normálne. Stáva sa to preto, že pred použitím epilátora nebola vykonaná epilácia alebo chĺpky neboli úplne odstránené.

## Epilácia vybranej časti tela:

vlasová oblasť, líca, horná pera, chrbát, podpazušie, hrudník, ruka, brucho, oblasť bikín, stehno, predkolenie.

## HĽADANIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznač	Popis	Spôsob riešenia
Nie je možné zapnúť	Tlačidlo „On“ (Zapnuté) nebolo stlačené a podržané 2 sekundy.	Pri zapnutí je potrebné stlačiť a podržať tlačidlo „On“ (Zapnuté) minimálne 2 sekundy.
Po stlačení tlačidla „Shot light“ (Krátke svetlo) nevyžaruje žiadne svetlo.	1. Panel vyžarujúci svetlo neprichádza do kontaktu s pokožkou. 2. Akumulácia elektriny nebola ukončená. Indikátor prevádzky prístroja neblinká.	1. Pritlačíť k pokožke. 2. Počkať, kým indikátor prevádzky prístroja prestane blikať a stlačiť tlačidlo.
Automatické vypnutie	Prístroj sa automaticky vypína, ak počas 5 minút nevyžaruje žiadne svetlo.	Epilátor spustíte stlačením a podržaním na 2 sekundy tlačidla „On“ (Zapnuté) na 2 sekundy.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery: 211×138×60 mm

Ožarovacia oblasť: 3,6 cm

Menovité napätie: 100 - 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Výstupné napätie: 24 - 1,9 A

Spotreba energie: <45 W

Hmotnosť: 320 g

Teplota pri skladovaní a preprave: od -20 do 55 C

Relatívna vlhkosť skladovania a prepravy: od 5 do 95%, bez kondenzácie

## INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

TESLA Solar s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-BT-IPLPRO je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)



### Výrobca / Dovozca

TESLA Solar s.r.o.  
Rubeska 215/1  
190 00 Prague  
Czech Republic  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



# TESLA



## TESLA ICE COOLING IPL PRO

INSTRUKCJA  
OBSŁUGI

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i notatki i upewnij się, że w pełni rozumiesz ich zawartość.

## PRZEGLĄD PRODUKTU

Depilator z funkcją chłodzenia lodem (zwany dalej depilatorem) to produkt kosmetyczny wyposażony w funkcje depilacji, odmładzania skóry i okładu lodowego. Jako jeden z profesjonalnych i praktycznych produktów w tej dziedzinie, dzięki technologii promieniowania pulsacyjnego o niskiej częstotliwości (Home pulsed light – HPL), depilator łączy w sobie wiele technologii optycznych stosowanych w dziedzinie zdrowia i urody.

Depilator wyposażony jest w funkcję kompresu lodowego opartą na technologii chłodzenia lodem. Skutecznie zapobiega poparzeniom i bólom skóry, zapewniając w ten sposób odpowiednią pielęgnację skóry.

### Odpowiedni kolor skóry

Zabronione jest używanie do czarnej skóry. Może być stosowany do innych kolorów skóry. W przypadku brązowej skóry zaleca się najpierw użycie najniższego poziomu. Zwiększenie poziomu odbywa się z uwzględnieniem odczuć bólowych na skórze.

### Środki zapobiegawcze

#### Przeciwwskazania

1. Dzieci i osoby starsze.
2. Ludzie z ogólnoustrojowym stanem zapalnym.
3. Osoby o światłoczułej skórze i osoby przyjmujące leki światłoczułe.
4. Osoby używające urządzeń podtrzymujących życie, takich jak wszczepialne elektroniczne urządzenie medyczne (takie jak rozrusznik serca) i płucoserce. Działanie produktu może prowadzić do nieprawidłowego działania elektronicznego sprzętu medycznego.

- Zalecenia dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa
1. Zabrania się demontażu depilatora bez pozwolenia, biorąc pod uwagę wysokie napięcie wewnątrz produktu.
  2. Zabrania się zasłaniania otworów wentylacyjnych służących do odprowadzania ciepła i obniżania temperatury produktu podczas użytkowania produktu.
  3. Trzymaj produkt jak najdalej od wilgoci i wody.
  4. Zabrania się używania produktu w przypadku uszkodzenia złącza lub przewodu zasilającego.
  5. Zabrania się używania produktu w środowisku z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.

### **Ostrzeżenia**

1. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub próbujących zajść w ciążę, ponieważ ten produkt nie został przetestowany wśród takich kobiet.
2. Urządzenie nie powinno być używane nieprzerwanie dłużej niż 25 minut. Jeśli obszar jest stosunkowo duży, można go podzielić na kilka. Po 25 minutach użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Po 10-minutowej przerwie można kontynuować użytkowanie.
3. Nie zaleca się stosowania produktu po opalaniu, podczas korzystania z solarium lub samoopalaczy.
4. Zabrania się używania urządzenia do depilacji obszarów skóry z tatuażem lub ciemnoszarymi czy czarnymi plamami. W przeciwnym razie w takich obszarach skóry pojawią się nieprzyjemne odczucia z powodu pochłaniania dużej ilości energii świetlnej.
5. Zabrania się używania produktu na uszach, szyi, sutkach, genitaliach lub obszarach wokół odbytu, ponieważ obszary te są wrażliwe i podatne na rany.
6. Aby zapobiec nieprzyjemnym odczuciom dla skóry z powodu nadmiernego ciepła, ilość promieniowania podczas każdego zabiegu na jeden obszar nie powinna przekraczać 3-krotności.
7. Jeśli skóra stanie się zaczerwieniona i opuchnięta, a stan ten będzie się utrzymywał przez co najmniej 24 godziny,


należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

### **Instrukcja bezpiecznej obsługi**

1. Zabrania się kierowania panelu emitującego światło na wrażliwe części ciała, takie jak oko. Jeśli to możliwe, noś okulary ochronne. Zabrania się zagładania do panelu emitującego światło, nawet przez okulary ochronne.
2. Przed użyciem produktu upewnij się, że wszystkie materiały metalowe, takie jak pierścionki i bransoletki, zostały usunięte z ciała. W przeciwnym razie usuwanie włosów może być nieskuteczne.
3. Podczas pracy zawsze trzymaj produkt z dala od dzieci. Produkt powinien być odpowiednio przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.




## FUNKCJE KLAWISZY



1. Panel emitujący światło
2. Panel okładu lodowego
3. Przycisk „Shot light” (Krótki błysk)
4. Sygnalizator świetlny gotowości
5. Wlot powietrza
6. Otwór odpowietrzający
7. Przycisk „Work mode switch” (Przełączanie trybów pracy) (Depilacja/Chłodzenie lodem/Odmładzanie skóry)
8. Ekran wyświetlający
9. Przycisk „On/Off/Level adjustment” (WŁ./Wył./Regulacja poziomu)
10. Interfejs zasilania

## EKRAN WYŚWIETLAJĄCY

Po włączeniu na ekranie wyświetlającym pojawi się:



Poziom natężenia fali świetlnej. Im wyższy poziom, tym większa intensywność energii świetlnej.

Liczba pozostałych impulsów. Zasób źródła promieniowania wynosi 350 000 impulsów.

Wyświetlanie różnych trybów pracy.

## PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW PRACY

1. Włącz urządzenie zgodnie z rozdziałem „Sposób eksploatacji”, tryb pracy zostanie wyświetlony w dolnej linii ekranu wyświetlającego. Aby przełączyć, naciśnij krótko przycisk „Przełączanie trybów pracy”.

2. Płatek śniegu: Wskazanie trybu chłodzenia lodem.

SR: wskazanie trybu odmładzania skóry. SR nie wyświetla się: wskazanie trybu depilacji. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się poniżej:

	Dwa tryby pracy (chłodzenie lodem i depilacja) działają jednocześnie
	Dwa tryby pracy (chłodzenie lodem i odmładzanie skóry) działają jednocześnie
	Tryb odmładzania skóry
	Tryb depilacji

### ⚠ Ważne!

1. Aby zapobiec oparzeniom skóry, po pewnym czasie korzystania z trybu chłodzenia lodem, zabrania się natychmiastowego przełączania urządzenia w tryb, który nie wykorzystuje funkcji chłodzenia skóry lodem. Jeśli chcesz przełączyć urządzenie w tryb, który nie wykorzystuje funkcji

chłodzenia lodem skóry, musisz wyłączyć urządzenie i odczekać 20 minut, aż ciepło się rozproszy, a następnie włączyć urządzenie i przełączyć je w tryb, który nie wykorzystuje funkcji chłodzenia skóry lodem.

2. Po wyłączeniu trybu chłodzenia lodem ciepło zacznie być przenoszone do panelu okładu lodowego. W tym czasie trzymaj panel okładu lodowego z dala od skóry. Wyłącz urządzenie i odczekaj 20 minut, aż ciepło się rozproszy.

### **Tryb chłodzenia lodem**

1. Gdy depilator jest w trybie ręcznego emitowania światła (tryb domyślny po uruchomieniu). W warunkach przebywania w jednym z dwóch następujących trybów pracy : można zastosować okład lodowy bez naciskania przycisku „Shot light” (Krótki błysk).

2. Mocno dociśnij panel okładu lodowego pionowo do skóry i uruchom funkcję okładu lodowego.

### **Uwagi specjalne**

Podczas korzystania z funkcji okładu lodowego należy nacisnąć przycisk „Level adjustment” (Regulacja poziomu) raz na 5 minut, aby utrzymać włączony depilator. W przeciwnym razie wyłączy się automatycznie. Jeśli tak się stanie, aby uruchomić depilator, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk „On” (Wł.).

### **Przed pierwszym użyciem**

Określ, jaki poziom energii jest odpowiedni dla Twojej skóry i z jakiego obszaru chcesz usunąć włosy. Depilator ma 5 poziomów energii, od poziomu 1 (najniższy) do poziomu 5 (najwyższy).

### **Sprawdzanie wrażliwości skóry**

Jeśli depilator jest używany po raz pierwszy lub jest używany po raz pierwszy na nowym obszarze skóry. Wybierz niewielki obszar skóry, który ma być depilowany, i wykonaj próbę wrażliwości skóry zgodnie z następującą procedurą:

1. Włącz depilator zgodnie z rozdziałem „Sposób eksploatacji”.
2. Wybierz niższy poziom (poziom 1 lub poziom 2).
3. Przetestuj na wybranym obszarze skóry zgodnie z powyższą instrukcją eksploatacją i środkami ostrożności dotyczącymi stosowania.
4. Co najmniej 30 minut po teście skórny należy sprawdzić reakcję badanego obszaru skóry.
5. Jeśli badany obszar skóry pozostaje normalny, można kontynuować stosowanie urządzenia kosmetycznego. Jeśli skóra jest zaczerwieniona i opuchnięta, wykonaj drugi test po 24 godzinach.

## Sposób eksploatacji

1. Przed użyciem ogol wszystkie włosy wokół obszaru depilacji, oczyść i przetrzyj obszar depilacji, aby mieszki włosowe pod skórą mogły pochłaniać energię tak skutecznie, jak to możliwe, aby uzyskać najlepszą skuteczność depilacji.
2. Włóż złącze łączące do odpowiedniego złącza odbiorczego adaptera interfejsu zasilania depilatora.



3. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego, na ekranie wyświetlającym pojawi się „OFF” (Wył.).
4. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „On” (Wł.), aby uruchomić depilator; domyślnie depilator przejdzie w tryb depilacji i chłodzenia lodem. Potwierdź aktualny stan pracy zgodnie z powyższymi rozdziałami „Ekran wyświetlający” i „Przełączanie trybów pracy”. Aby dostosować

bieżący tryb pracy, naciśnij krótko przycisk „Work Mode Switch” (Przełączanie trybów pracy).

5. Depilator ma 5 poziomów energii. Po uruchomieniu domyślnie ustawiony jest poziom 1. Aby dostosować poziom, naciśnij krótko przycisk „Level Adjustment” (Regulacja poziomu). Zacznij korzystać z najniższego poziomu. Jeśli czujesz się komfortowo, stopniowo zwiększaj poziom i dostosowuj go do zdolności adaptacyjnych własnej skóry.

6. Aby zapobiec uszkodzeniu narządu wzroku, należy nosić okulary ochronne dołączone do produktu (lub zwykłe okulary przeciwsłoneczne).

7. Parametry regulacji ręcznej i automatycznej emisji światła Ręczna emisja światła (stosowana do małych obszarów depilacji).

Tryb ręcznego emitowania światła jest trybem domyślnym po włączeniu depilatora. Raz krótko naciśnij przycisk „Shot light” (Krótki błysk), światło mignie raz.

Automatyczna emisja światła (stosowana do dużych obszarów depilacji). Po włączeniu depilatora naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „Shot light” (Krótki błysk), urządzenie wyemituje podwójny sygnał dźwiękowy, a następnie przełączy się w tryb automatycznej emisji światła. Wystarczy przyłożyć panel emitujący światło do skóry, a urządzenie automatycznie zacznie emitować światło.

### **Uwaga**

Gdy depilator jest w trybie automatycznego emitowania światła, zabrania się dotykania panelem emitującym światło obszarów skóry, które nie wymagają depilacji, a także skóry innych osób.


### **Przejdźcie w ręczny tryb emisji światła.**

Gdy depilator jest w trybie automatycznego emitowania światła, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Shot light” przez 2 sekundy, depilator wyemituje jeden dźwięk podwójnego kliknięcia, a następnie przełączy się na ręczny tryb emisji światła.

8. Przyłóż panel emitujący światło do depilowanego obszaru skóry i spróbuj ustawić panel emitujący światło pod kątem prostym do skóry:

(1) Gdy depilator jest w trybie ręcznego emitowania światła, a wskaźniki gotowości zapalają się, naciśnij przycisk „Shot Light” (Krótki błysk), aby przeprowadzić napromieniowanie. W przypadku usuwania włosów panel emitujący światło musi zakrywać depilowany obszar. Przesuń panel emitujący światło do następnego obszaru, który ma być depilowany, i przyłóż go do skóry. Gdy kontrolki gotowości zaświecą się, naciśnij przycisk „Shot Light” (Krótki błysk), aby wykonać napromieniowanie. Powtórz tę procedurę kilka razy. Zaleca się napromieniowanie każdego obszaru skóry 2-3 razy, ale nie więcej niż 3 razy.

(2) Gdy depilator jest w trybie automatycznego emitowania światła, światło będzie emitowane bez naciśnięcia przycisku „Shot Light” (Krótki błysk). W przypadku usuwania włosów panel emitujący światło musi zakrywać depilowany obszar. Przesuń panel emitujący światło do następnego obszaru, który ma być depilowany, i przyłóż go do skóry. Depilator nadal emituje światło. Zaleca się napromieniowanie każdego obszaru skóry 2-3 razy, ale nie więcej niż 3 razy.



9. Po zakończeniu zabiegu naciśnij i przytrzymaj przycisk „OFF” (Wył.) przez 2 sekundy, aby wyłączyć depilator. Gdy depilator jest włączony, wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna operacja.

10. Wyciągnij złącze adaptera, a następnie wyciągnij adapter

z gniazda zasilania.

11. Po 20 minutach, gdy powierzchnia panelu emitującego światło ostygnie, wytrzymaj panel emitujący światło szmatką zamoczoną w roztworze bezalkoholowym lub miękką ściereczką.

12. Po zakończeniu czyszczenia włóż depilator i adapter z powrotem do opakowania. Przechowuj depilator w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

13. Pielęgnacja skóry po zabiegu

20 minut po zakończeniu pracy oczyścić depilowaną skórę; nawilżające produkty mogą być stosowane do nawilżania i pielęgnacji depilowanej skóry. W przypadku dyskomfortu nakładaj zimno na skórę przez 30 do 60 minut, aż skóra przestanie odczuwać ból po oparzeniach.

### **Uwaga**

- Po depilacji nałóż żel aloesowy lub podobny żel nawilżający na depilowany obszar. Nie stosuj drażniących produktów kosmetycznych natychmiast po depilacji.
- Przed użyciem depilatora upewnij się, że depilowany obszar skóry jest czysty. Do oczyszczenia skóry zaleca się stosowanie zimnej przegotowanej wody.
- Po depilacji unikaj kontaktu depilowanych obszarów skóry z wodą przez 2 godziny. Przez 48 godzin po depilacji nie należy się opalać, kąpać w ciepłej wodzie, łaźni parowej itp.
- Unikaj wystawiania depilowanych obszarów skóry na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez 2 godziny po depilacji. Przed wyjściem na zewnątrz nałóż krem przeciwsłoneczny. Zaleca się depilację w nocy.
- Zabrania się pływania w zdezynfekowanym basenie w ciągu 48 godzin po depilacji.

## KURS DEPILACJI

<b>Pierwszy miesiąc</b>	Co 3-5 dni	Pojawienie się włosów lub skóry nie ulega wizualnym zmianom. Bądź cierpliwy/-a. Wynik na pewno będzie.
<b>Drugi miesiąc</b>	Co tydzień	Włosy zaczną się stopniowo przerzedzać i zmiękczać. Zauważysz, że podczas kąpieli niektóre czarne mieszki włosowe odpadają.
<b>Trzeci miesiąc</b>	Co 15 dni	Zobaczysz, że nowe włosy są w większości stłumione i już nie rosną. Nowe włosy można delikatnie wyciągnąć. Będzie rosło tylko kilka włosków.
<b>Czwarty miesiąc</b>	Co 30 dni	Włosy prawie nie rosną. Użytkuje się stały brak włosów na skórze. Masz idealną skórę.

### Metoda stosowania funkcji odmładzania skóry

1) po uruchomieniu naciśnij krótko przycisk „Work Mode Switch” (Przełączanie trybów pracy), aż przejdiesz do trybu odmładzania skóry.

2) Naciśnij przycisk „Level adjustment” (Regulacja poziomu), aby dostosować poziom 1, a następnie wyrównaj panel emitujący światło z obszarem wymagającym odmłodzenia skóry. Zaleca się naświetlanie każdego obszaru jednorazowo i wykonywanie zabiegu 1-2 razy w tygodniu. Kontynuując wykonywanie zabiegu przez 2-3 miesiące, będziesz w stanie zobaczyć efekt wizualny.

Zalecenie dotyczące odstępów między zastosowaniem funkcji

Dla każdego obszaru skóry można zastosować tylko jedną funkcję promieniowania fotonowego dziennie. Jeśli



jakikolwiek obszar skóry wymaga promieniowania o innej funkcji, zabiegi należy wykonać następnego dnia.

### Skutki uboczne

Wszystkie rodzaje pielęgnacji kosmetycznej mogą wiązać się z pewnym ryzykiem. Podobnie niewłaściwe użycie depilatora może powodować działania niepożądane. Możliwe skutki uboczne i zalecane sposoby ich eliminacji:

<b>Ból</b>	Ze względu na inną budowę każdy człowiek ma inny próg bólu. Czasami niektórzy mogą odczuwać dyskomfort. Może wystąpić lekkie oparzenie, które może trwać nie dłużej niż 1 minutę. Większość dorosłych i nastolatków może odczuwać taki dyskomfort.
<b>Lekkie zaczerwienienie lub uczucie lekkiego oparzenia</b>	To normalne. Dzieje się tak, ponieważ nie wykonano depilacji lub nie usunięto całkowicie włosów przed użyciem urządzenia kosmetycznego.
<b>Zapach spalonych włosów</b>	To normalne. Dzieje się tak, ponieważ przed użyciem depilatora nie wykonano depilacji albo nie usunięto całkowicie włosów.

### Depilowane części ciała:

Linia włosów, policzki, górna warga, plecy, pachy, klatka piersiowa, ramię, brzuch, linia bikini, udo, podudzie.

## WYSZUKIWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Oznaka	Opis	Sposób eliminacji
Nie można uruchomić	Przycisk „On” (Wł.) nie został przytrzymany przez 2 sekundy.	Podczas uruchamiania należy przytrzymać przycisk „On” (Wł.) przez co najmniej 2 sekundy.
Podczas uruchamiania należy przytrzymać przycisk „On” (Wł.) przez co najmniej 2 sekundy.	1. Panel emitujący światło nie styka się ze skórą. 2. Akumulacja energii elektrycznej nie została zakończona. Wskaźnik gotowości nie miga.	1. Przyłóż do skóry. 2. Poczekaj, aż wskaźnik gotowości przestanie migać i naciśnij przycisk.
Automatyczne wyłączenie	Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli światło nie jest emitowane przez 5 minut.	Aby uruchomić depilator, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „On” (Wł.).

## DANE TECHNICZNE

Wymiary: 211×138×60 mm

Obszar napromieniowania: 3,6 cm

Napięcie wejściowe: 100 - 240 V

Częstotliwość: 50/60Hz

Napięcie wyjściowe: 24 V 1.9 A

Pobór mocy: <45 W

Waga: 320g

Temperatura przechowywania i transportu: od -20 do 55 C

Wilgotność względna przechowywania i transportu: od 5 do 95%, bez kondensacji

## INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI EÜ

TESLA Solar s.r.o. niniejszym oświadcza, że TSL-BT-IPLPRO urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)



### Producent / Importer

TESLA Solar s.r.o.  
Rubeska 215/1  
190 00 Prague  
Czech Republic  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



# TESLA



## TESLA ICE COOLING IPL PRO

FELHASZNÁLÓI  
KÉZIKÖNYV

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági óvintézkedéseket, és győződjön meg arról, hogy biztosan megértette azokat.

## A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Az ICE-Cooling care szőrtelenítő készülék (a továbbiakban: szőrtelenítő) egy szépségápolási termék, amelyet szőrtelenítésre, bőrfiatalításra és jég-hűtéses terápiára fejlesztettek ki. Az otthoni villanófényes technológiával a szőrtelenítő számos különböző szépségápolási és egészségügyi optikai technológiát egyesít, ami az egyik legprofesszionálisabb és legpraktikusabb terméké teszi ezen a területen.

**A szőrtelenítő készülék hűsítő technológián alapuló** jég-hűtéses funkcióval is rendelkezik. Hatékonyan megelőzi a bőrön esetlegesen előforduló égési sérüléseket és fájdalom-irritációt, így megfelelő ápolást biztosít a bőrének.

### Ideális bőrszín az alkalmazáshoz

A szőrtelenítő eszközt fekete bőrszínen tilos használni, de minden más bőrtípuson alkalmazható. Barna bőr esetén ajánlott először a legalacsonyabb fokozatot használni, és a bőrön esetlegesen jelentkező fájdalomérzetet nyomon követve magasabb intenzitásra kapcsolni.

### Biztonsági óvintézkedések

#### Ellenjavallatok

1. Gyermekek és idősek;
2. Szisztémás gyulladásban szenvedők;
3. Fényérzékeny bőrrel rendelkezők és fényérzékenységet okozó gyógyszert rendszeresen szedők;
4. Életfenntartó berendezést, például elektronikus orvosi implantátumot (pl. pacemakert) és mesterséges szív-tüdő gépet használó személyek. A szőrtelenítő használata az elektronikus orvosi berendezés rendellenes működését eredményezheti.

## Biztonsági figyelmeztetések

- 1.A szőrtelenítő készüléket tilos engedély nélkül szétszerelni, tekintettel a termék belsejében lévő magasfeszültségre.
- 2.A készülék használata során soha ne takarja le annak szellőzőnyílását, mert az a hő távozására és hűtésére szolgál.
- 3.A készüléket nedvességtől és víztől távol kell tartani.
- 4.Ne használja a szőrtelenítőt a dugalj vagy a tápkábel sérülése esetén.
- 5.Tilos a készüléket gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben működtetni.

## Övintézkedések


- 1.A termék használata nem ajánlott várandós vagy várandósságot tervező, illetve szoptató anyák számára, mivel a terméket nem tesztelték ezen női csoport körében.
- 2.A készüléket nem szabad 25 percnél hosszabb ideig egyhuzamban használni. Ha a kezelési terület viszonylag nagy, akkor a kezelést ajánlott több alkalomra osztani. Mindig ügyeljen arra, hogy 25 perc használat után kikapcsolja a készüléket, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót is. A használatot 10 perc elteltével folytathatja.
- 3.Az eszköz használata nem ajánlott napozás és szoláriumozás után, vagy önbarnító használata esetén.
- 4.Ne használja a készüléket tetovált, illetve sötétszürke vagy fekete foltos bőrfelületen. Ebben esetben a bőr a nagy mennyiségű fénybehatás miatt irritálttá válhat.
- 5.Tilos a terméket a fülek, a nyak, a mellbimbók, a nemi szervek vagy a végbélnyílás körüli területen használni, mivel ezek a területek érzékenyek és sérülésre hajlamosak.
- 6.Az egyes kezelések során ugyanazon a területen legfeljebb 3 alkalommal szabad besugározni, hogy a túlzott hőhatás ne okozzon kellemetlenséget a bőrnek.
- 7.A termék használatát azonnal fel kell függeszteni, ha a bőr kipirosodik és duzzadttá válik, és ez az állapot legalább 24 órán keresztül fennáll. Ebben az esetben forduljon orvoshoz.

## **A biztonságos használatra vonatkozó előírások**

1. Tilos a szőrtelenítő villanóablakát sérülékeny részekre, például a szemre irányítani. Lehetőség szerint viseljen védőszemüveget használat közben. Ne nézzen a villanófénybe akkor sem, ha védőszemüveget visel.
2. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy minden fémes anyagot, például gyűrűket és karkötőket eltávolított a testéről. Ellenkező esetben a szőrtelenítő készülék meghibásodhat.
3. Működés közben mindig tartsa távol a készüléket a gyermekektől. A terméket biztonságosan, gyermekek számára nem elérhető helyen kell tárolni.




## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



- 1.Villanóablak
- 2.Jéghűtési panel
- 3.Villanófény gomb
- 4.Készzenlétet jelző lámpa
- 5.Levegőbemeneti nyílás
- 6.Levegőkimeneti nyílás
- 7.Üzem mód gomb (szőrtelenítés/jéghűtés/bőrfiatalítás)
- 8.Kijelző
- 9.Be/kikapcsolás/fokozatbeállító gomb
- 10.Tápcsatlakozó

## A KIJELEZŐ LEÍRÁSA





Kijelző bekapcsolás után:



## AZ ÜZEMMÓD GOMB LEÍRÁSA

1. Kapcsolja be a készüléket a „A használat lépései” fejezetben leírtak szerint, az üzemmód a kijelző alsó sorában jelenik meg. A váltáshoz nyomja meg röviden az üzemmód gombot.

2. Hópehely ikon: Azt jelzi, hogy a jégműtési mód elindult. SR ikon: a készülék bőrfiataltó üzemmódban van. Ha az SR ikon nem jelenik meg: azt jelzi, hogy a készülék szőrtelenítő üzemmódban van. Részletesen:

	Egyszerre két üzemmód (jégműtési és szőrtelenítő) indul el.
	Egyszerre két üzemmód (jégműtési és bőrfiataltó) indul el.
	Bőrfiataltó üzemmód
	Szőrtelenítő üzemmód

### ▲ Fontos megjegyzések

1. A jégműtési üzemmód használata után nem szabad közvetlenül átváltani a jégműtést nem alkalmazó üzemmódra, hogy elkerüljük a bőr megégését. Ha át szeretné állítani a készüléket jégműtést nem alkalmazó üzemmódra, akkor először ki kell kapcsolnia az eszközt, majd 20 perc elteltével

visszakapcsolni, hogy a felesleges hő megfelelően távozhasson. Ezután biztonságosan be tudja kapcsolni a készüléket, és átállíthatja jégthűtést nem alkalmazó üzemmódra.

2. A jégthűtéses mód kikapcsolása után a hő átáramlik a jégthűtéses panelre. Ilyenkor tartsa távol a bőrét a jégthűtéses paneltől. Kapcsolja ki a szőrtelenítőt, majd várjon 20 percet a hőleadás befejezésére.

### **Jégthűtéses mód**

1. Az indítás után a szőrtelenítő kézi villanófény kibocsátás üzemmódban van (alapértelmezett üzemmód). A következő két üzemmód használatakor: a jégthűtéses terápia a villanófény gomb megnyomása nélkül is alkalmazható.

2. Helyezze a jégthűtéses panelt függőlegesen és szorosan a bőréhez, és indítsa el a jégthűtéses terápiát.

### **Megjegyzés**

A jégthűtéses terápia alkalmazása során 5 percen belül egyszer meg kell nyomni a fokozatbeállító gombot, hogy a szőrtelenítő tovább működjön. Ellenkező esetben a készülék automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben csak tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsolás gombot az indításhoz.

### **Első használat előtt**

Kérjük, első használat előtt ellenőrizze, hogy melyik intenzitási szint megfelelő az Ön bőrtípusának, különösen azon a területen, ahol szőrteleníteni szeretne. A szőrtelenítő készülék 5 intenzitási szinttel rendelkezik: 1. szint (legalacsonyabb) és 5. szint (legmagasabb) között.

### **Bőrzérékenységi teszt**

Végezzen bőrzérékenységi tesztet, ha először használja a szőrtelenítő készüléket, vagy először használja új bőrfelületen. Kérjük, válassza ki a kezelni kívánt területet, és végezze el rajta a bőrzérékenységi tesztet az alábbiak szerint:

1. Kapcsolja be a szőrtelenítő készüléket a „A használat

lépései” fejezetben leírtak szerint.

2.Válasszon ki egy alacsonyabb intenzitási szintet (1. vagy 2. szint).

3.Végezze el a tesztet a kiválasztott bőrfelületen a fent említett kezelési útmutató és a használatra vonatkozó óvintézkedéseknek megfelelően.

4.Ellenőrizze a vizsgált bőr reakcióját legalább 30 perccel a bőrteszt után.

5.Ha a bőr állapota a vizsgált helyen továbbra is normális, akkor folytathatja az eszköz használatát. Ha a bőr vörös és duzzadt, kérjük, 24 óra múlva ismétlje meg a tesztet.

## A használat lépései

1.Használat előtt borotválja le az összes szőrszálat a kezelni kívánt területen, tisztítsa meg és alaposan törölje le, hogy a bőr alatti szőrtüsző a lehető legnagyobb mértékben el tudja nyelni az energiát az optimális hatás eléréseért.

2.Helyezze az csatlakozókábel végén lévő dugót a készülék tápcsatlakozójába.



3.Csatlakoztassa a kábelt a hálózati aljzathoz, ekkor a kijelzőn megjelenik az „OFF” felirat.

4.Tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsolás gombot, hogy elindítsa a készüléket. Ezzel aktiválja az alapértelmezett szőrtelenítő és a jégűtéses üzemmódot. Válassza ki a használni kívánt üzemmódot a fent említett „A kijelző leírása” és „Az üzemmód gomb leírása” fejezetben leírtak szerint. Az éppen futó üzemmód megváltoztatásához nyomja meg röviden az üzemmód gombot.

5.A szőrtelenítő készülék 1-től 5-ig terjedő intenzitási szinttel rendelkezik. Az alapértelmezett szint a készülék bekapcsolása után az 1. szint. A szint megváltoztatásához nyomja meg röviden a fokozatbeállító gombot. A készülék használatát érdemes a legalacsonyabb szintről kezdeni. Ha kényelmesnek érzi a használatot, kérjük, fokozatosan állítsa át magasabb szintre, figyelembe véve bőre alkalmazkodóképességét.

6.Viselje a speciálisan a termékhez biztosított védőszemüveget (vagy közönséges napszemüveget), hogy elkerülje a szemkárosodást.

7.A kézi fénykibocsátás és az automatikus fénykibocsátás beállítása

Kézi fénykibocsátás (kis területen történő szőrtelenítéshez).

Az alapértelmezett üzemmód a szőrtelenítő készülék bekapcsolása után a kézi fénykibocsátás üzemmód. Nyomja meg egyszer a villanófény gombot, ekkor a készülék egy alkalommal fényt bocsát ki.

Automatikus fénykibocsátás (nagy területen történő szőrtelenítéshez).

Miután bekapcsolta a szőrtelenítő készüléket, tartsa lenyomva a villanófény gombot 2 másodpercig, a készülék ekkor kétszer egymás után kattogó hangjelzést ad ki, majd átvált az automatikus fénykibocsátási módra. Ezután, ha a bőrére helyezi a villanóablakot, a készülék automatikusan fényt bocsát ki.

### **Megjegyzés:**

Amikor a szőrtelenítő készülék automatikus fénykibocsátási üzemmódban van, a villanóablak nem érhet hozzá kezelni nem kívánt területekhez, és más személyek sem érhetnek hozzá.

Átkapcsolás kézi fénykibocsátás üzemmódra.


Ha a készülék automatikus fénykibocsátási üzemmódban van, tartsa lenyomva a villanófény gombot 2 másodpercig, a

szőrtelenítő ekkor egy alkalommal kattogó hangjelzést ad ki, majd átvált a kézi fénykibocsátás üzemmódba.

8. Helyezze a lámpát a kezelendő bőrfelületre, és tartsa a villanóablakot a bőrön, derékszögben:

(1) Amikor a szőrtelenítő kézi fénykibocsátási üzemmódban van, és a készenléti jelzők villognak, nyomja le a villanófény gombot a besugárzáshoz. A szőrtelenítéshez hagyja, hogy a villanóablak teljesen lefedje a kezelendő területet. Helyezze a készüléket a következő kezelendő terület fölé, és szorosan érintse bőréhez. Amikor a készenléti jelzőfény villog, nyomja le a villanófény gombot a besugárzáshoz. Ismételje meg ezeket a lépéseket többször. Javasoljuk, hogy minden bőrfelületet legalább 2, de legfeljebb 3 alkalommal sugározzon be.

(2) Ha a szőrtelenítő készülék automatikus fénykibocsátási üzemmódban van, a fény a "Villanófény" gomb megnyomása nélkül is kibocsátásra kerül. A szőrtelenítéshez hagyja, hogy a villanóablak teljesen lefedje a kezelendő területet. Helyezze a készüléket a következő kezelendő terület fölé, és szorosan érintse bőréhez. A szőrtelenítő készülék ekkor fényt bocsát ki. Javasoljuk, hogy minden bőrfelületet legalább 2, de legfeljebb 3 alkalommal sugározzon be.



9. A művelet befejezése után a szőrtelenítő készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a kikapcsolás gombot 2 másodpercig. Amikor a szőrtelenítő készülék ON állapotban van, automatikusan kikapcsol, ha 5 percen belül használja.

10. Húzza ki a csatlakozókábel dugóját, majd húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból.

11. 20 perc elteltével, amikor a lámpa felülete már lehűlt, alkoholmentes nedves törlőkendő vagy puha törlőkendő segítségével tisztítsa meg a villanóablakot.

12. A szőrtelenítő készüléket a megtisztítása után helyezze vissza a dobozába és tegye száraz és jól szellőző helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

13. Bőrápolás a kezelés után

A művelet befejezése után, 20 perc elteltével tisztítsa meg a kezelt bőrfelületet. Hidratáló bőrápoló termékek használata ajánlott a kezelt bőr hidratálására és állapotának helyreállítására. Ha a kezelt területen kellemetlen érzést tapasztal, 30-60 percig hűtse bőrét, amíg az égető, irritáló fájdalom meg nem szűnik.

### **Megjegyzés:**

- A kezelés után vigyen fel aloe vera gélt vagy hasonló hidratáló krémet az érintett területre. Ne alkalmazzon közvetlenül a kezelés után irritációt okozó kozmetikumokat.
- A kezelés előtt győződjön meg arról, hogy a kezelendő terület tiszta. Javasoljuk, hogy felforralt, majd lehűtött vízzel tisztítsa meg a bőrt.
- A kezelt bőrfelület a kezelést követő 2 órán belül nem érintkezhet vízzel. A kezelést követő 48 órán belül ne vegyen melegvizet fürdőt, gőzfürdőt, ne napozzon, stb.
- A kezelést követő 2 órán belül ne tegye ki a kezelt területet erős napfénynek. A szabadban végzett tevékenységek előtt vigyen fel napvédő krémet. Javasoljuk, hogy a kezelést az esti órákban végezze el.
- A kezelést követő 48 órán belül ne fürödjön sterilizált medencében

## A KEZELÉS MENETE

<b>Első hónap</b>	Használja 3-5 naponta egyszer	A szőrszálak vagy a bőr megjelenése szemmel láthatóan nem változik. Kérjük, legyen türelmes. Az eredmény mindenképp várható.
<b>Második hónap</b>	Használja hetente egyszer	A szőrszálak fokozatosan ritkulni és puhulni kezdenek. Azt tapasztalja majd, hogy néhány fekete szőrtüsző kihullik fürdés közben.
<b>Harmadik hónap</b>	Használja 15 naponta egyszer	Láthatja, hogy az új szőrszálak növekedése alapvetően lecsökken, és az új szőrszálakat könnyedén ki lehet húzni. Csupán néhány új szőrszál nő ki a kezelt területeken.
<b>Negyedik hónap</b>	Használja 30 naponta egyszer	Új szőrszálak szinte egyáltalán nem nőnek. Elérte a tartós szőrtelenítést. Bőre tökéletes.

### A bőrfiataltató funkció működése

- 1) A készülék bekapcsolása után nyomja meg röviden az üzemmód gombot, és állítsa át a szőrtelenítőt a bőrfiataltató üzemmódra.
- 2) Nyomja meg a fokozatbeállító gombot, hogy állítsa a készüléket az 1. intenzitási szintre, majd a besugárzáshoz helyezze a lámpát a kezelni kívánt területre. Javasoljuk, hogy minden területet egy alkalommal sugározzon be, és hetente 1-2 alkalommal végezze el a kezelést. A szemmel látható eredményért ismételve a műveletet 2-3 hónapon át.



## Javaslat a különböző funkciók működési intervallumára

Ugyanaz a bőrfelület egy nap alatt csak egy funkcióra kaphat fotonbesugárzást. Ha ugyanazon a bőrfelületen a másik funkcióhoz is szükséges a besugárzás, a műveletet a következő napon végezze el.

## Mellékhatások és kezelésük

Mindegyik kezelési módnak lehetnek bizonyos kockázatai. Ugyanígy, ha a szőrtelenítő készüléket nem megfelelően használja, az mellékhatások kialakulásához vezethet. Az esetlegesen fellépő mellékhatások és a javasolt kezelési módok a következők:

<b>Fájdalom</b>	Minden embernek más a fájdalomérzete az eltérő fájdalomküszöb miatt. Ritkán előfordulhat kellemetlen, enyhe égető fájdalom, ami legfeljebb 1 percig tart. A legtöbb felnőtt és érettebb gyermek el tudja viselni ezt a fajta kellemetlenséget.
<b>Kisebb bőrpír vagy enyhe égető érzés</b>	Ennek előfordulása teljesen normális. Akkor fordulhat elő, ha a szőrtelenítés nem történt meg maradéktalanul, vagy a szőrszálakat nem távolította el teljesen a kozmetikai eszköz használata előtt.
<b>Égett szőr szag</b>	Ennek előfordulása teljesen normális. Akkor fordulhat elő, ha a szőrtelenítés nem történt meg maradéktalanul, vagy a szőrszálakat nem távolította el teljesen a kozmetikai eszköz használata előtt.

## Kezelhető területek:

Hajvonal, arc, szakállal fedett ajak, hát, hónalj, mellkas, kar, has, bikinivonal, comb, lábszár.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Leírás	Megoldás
Indítási hiba	A bekapcsolás gombot nem tartotta nyomva 2 másodpercnél tovább.	Indításkor ügyeljen arra, hogy a bekapcsolás gombot legalább 2 másodpercig lenyomva tartsa.
A villanófény gomb megnyomásakor a lámpa nem világít.	1. The lamp does not touch the skin. 1. A villanóablak nem érintkezik a bőrrel. 2. Az elektromos energia összegyűjtése nem fejeződött még be. A készenlét jelzők nem villognak.	1. Helyezze a készüléket szorosabban a bőrre. 2. Várja meg, amíg a készenléti jelzők villogni kezdenek, majd nyomja meg a gombot.
Automatikus kikapcsolás	A készülék automatikusan kikapcsol, ha 5 percen belül nem bocsát ki fényt.	A készülék elindításához tartsa lenyomva a bekapcsolás gombot 2 másodpercig.

## A KÉSZÜLÉK PARAMÉTEREI

Méret: 211x138x60mm

Besugárzási terület: 3,6 cm

Bemeneti feszültség: 100-240V

Frekvencia: 50-60Hz

Kimeneti feszültség: 24V 1.9A

Teljesítmény: <45W

Súly: 320g

Tárolási és szállítási hőmérséklet: -20 - 55 C

Tárolási és szállítási relatív páratartalom: 5-95%, kondenzáció nélkül

## MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

## EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TESLA Solar s.r.o. igazolja, hogy a TSL-BT-IPLPRO típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

[tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)



### Gyártó / Importőr

TESLA Solar s.r.o.  
Rubeska 215/1  
190 00 Prague  
Czech Republic  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



# TESLA



## TESLA ICE COOLING IPL PRO

NAVODILA  
ZA UPORABO

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Pred uporabo naprave natančno preberite vsa navodila in opombe ter se prepričajte, da v celoti razumete njihovo vsebino.

## **PREGLED IZDELKA**

Epilator s funkcijo ledenega hlajenja (v nadaljevanju epilator) je kozmetični izdelek, opremljen s funkcijami odstranjevanja dlačic, pomlajevanja kože in ledenega obkladka. Kot eden izmed profesionalnih in praktičnih izdelkov na tem področju epilator zahvaljujoč tehnologiji nizkofrekvenčnega pulzirajočega sevanja (Home pulsed light - HPL) združuje številne optične tehnologije, ki se uporabljajo na področju zdravja in lepote.

Epilator je opremljen s funkcijo ledenega obkladka, ki temelji na tehnologiji ledenega hlajenja. Učinkovito preprečuje opekline in boleče občutke kože ter s tem zagotavlja ustrezno nego kože.

### **Uporabna barva kože**

Prepovedano za uporabo na črni koži. Lahko se uporablja za druge barve kože. Za rjavo kožo je priporočljivo, da najprej uporabite najnižjo stopnjo. Povečanje ravni se izvaja ob upoštevanju bolečinskih občutkov na koži.

### **Previdnostni ukrepi**

#### **Kontraindikacije**

1. Otroci in starejši.
2. Ljudje s sistemskim vnetjem.
3. Ljudje s fotosenzibilno kožo in ljudje, ki jemljejo fotosenzitivna zdravila.
4. Ljudje, ki uporabljajo pripomočke za vzdrževanje življenja, kot je vsajena elektronska medicinska naprava (kot je npr. srčni spodbujevalnik) in aparat za umetni krvni obtok srce-pljuča. Delovanje izdelka lahko povzroči okvaro medicinske elektronske opreme.

### **Priporočila glede skladnosti z varnostnimi pravili**

1. Prepovedano je razstavljanje epilatorja brez dovoljenja,

- glede na visoko napetost znotraj izdelka.
2. Med uporabo izdelka je prepovedano zapirati prezračevalno odprtino, ki se uporablja za odvajanje toplote in znižanje temperature izdelka.
  3. Izdelek hranite čim dlje od vlage in vode.
  4. Ne uporabljajte izdelka, če je priključek ali napajalni kabel poškodovan.
  5. Izdelek je prepovedano uporabljati v okolju z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi.

## **Opozorila**


1. Ni priporočljivo za uporabo pri nosečnicah, doječih ženskah ali ženskah, ki poskušajo zanositi, ker ta izdelek ni bil testiran na takih ženskah.
2. Naprave ne smete neprekinjeno uporabljati več kot 25 minut. Če je območje obdelave relativno veliko, ga lahko razdelimo na več. Po 25 minutah uporabe obvezno izklopite napravo in jo odklopite iz vira napajanja. Po 10-minutnem premoru lahko nadaljujete z uporabo.
3. Izdelka ni priporočljivo uporabljati po sončenju, ob uporabi solarija ali samoporjavitvi.
4. Prepovedano je uporabljati napravo za epilacijo predelov kože s tetovažami oz. temno sivimi ali črnimi madeži. V nasprotnem primeru se bodo na takšnih predelih kože pojavili neprijetni občutki zaradi absorpcije velike količine svetlobne energije.
5. Izdelka ne uporabljajte na ušesih, vratu, bradavicah, genitalijah oz. predelih okoli anusa, saj so ti predeli občutljivi in dovzetni za poškodbe.
6. Za preprečevanje neprijetnih občutkov na koži zaradi prekomerne toplote, količina sevanja pri vsakem tretmaju enega področja ne sme presegati 3-krat.
7. Če koža postane pordela in otekla in to stanje traja vsaj 24 ur, prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom.

## **Navodila za varno delovanje**

1. Prepovedano je usmerjati svetlobno ploščo v ranljive dele telesa, kot je oko. Če je mogoče, nosite zaščitna očala. Prepovedano je gledati v svetlečo ploščo, tudi skozi zaščitna očala.
2. Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste s telesa odstranili vse kovinske materiale, kot so prstani in zapestnice. V nasprotnem primeru je lahko epilacija neučinkovita.
3. Izdelek med delovanjem vedno hranite izven dosega otrok. Izdelek mora biti pravilno shranjen na mestih, ki niso dostopna otrokom.




## FUNKCIJE TIPK



1. Svetlobna plošča
2. Plošča za ledeni obkladek
3. Gumb »Shot light« (Kratek utrip)
4. Svetlobni indikator pripravljenosti
5. Dovod zraka
6. Odprtina za zrak
7. Gumb »Work mode switch« (Preklop načina delovanja )  
(Epilacija/Ledno hlajenje/Pomlajevanje kože)
8. Zaslona indikacije
9. Gumb »On/Off/Level adjustment« (Vklop/Izklop/Nastavitev ravni)
10. Napajalni vmesnik

## ZASLON INDIKACIJE

Po vklopu se na zaslonu prikaže naslednje:








## PREKLOP NAČINOV DELOVANJA

Vklopite napravo v skladu z razdelkom »Postopek delovanja«, način delovanja bo prikazan v spodnji vrstici zaslona. Za preklon na kratko pritisnite gumb »Preklop načinov delovanja«.

2. Snežinka: prikaz načina ledenega hlajenja.

SR: indikacija načina pomlajevanja kože. SR ni prikazan: prikaz načina epilacije. Spodaj je navedena podrobna razlaga:

	Istočasno se zaženetata dva načina delovanja (ledno hlajenje in epilacija)
  SR	Istočasno se zaženetata dva načina delovanja (ledno hlajenje in pomlajevanje kože)
 SR	Način pomlajevanja kože
	Način epilacije

### ⚠ Pozor!

1. Za preprečevanje opeklin kože, je po uporabi načina ledenega hlajenja kože za določeno časovno obdobje prepovedano takoj prekloniti napravo na način, ki ne uporablja funkcije hlajenja kože z ledom. Če želite napravo prekloniti v način, ki ne uporablja funkcije ledenega hlajenja kože,

morate napravo izklopiti in počakati 20 minut, da se toplota odvede, nato pa napravo vklopiti in preklopiti v način, ki ne uporablja funkcije ledenega hlajenja kože.

2. Po izklopu načina ledenega hlajenja kože se bo toplota začela prenašati na ploščo za ledeni obkladek. V tem času držite ledeni obkladek stran od kože. Izklopite napravo in počakajte 20 minut, da se toplota odvede.

### **Način ledenega hlajenja kože**

1. Ko je epilator v načinu ročnega oddajanja svetlobe (privzeti način po zagonu). Pod pogoji, da ste v enem od naslednjih dveh načinov delovanja : lahko uporabite ledeni obkladek, ne da bi pritisnili gumb »Shot light« (Kratek utrip).

2. Ploščo ledenega obkladka močno pritisnite navpično ob kožo in zaženite funkcijo ledenega obkladka.

### **Posebne opombe**

Med uporabo funkcije stiskanja ledu je potrebno enkrat na 5 minut pritisniti gumb »Level adjustment« (Prilagoditev ravni), da ostane epilator vključen. V nasprotnem primeru se samodejno izklopi. Če se to zgodi, preprosto pritisnite in držite gumb »On« (Vklop) 2 sekundi, da zaženete epilator.

### **Pred prvo uporabo**

Ugotovite, katera raven energije je prava za vašo kožo in predel, s katerega želite odstraniti lase. Epilator ima 5 energijskih stopenj: od stopnje 1. (najnižja) do stopnje 5. (najvišja).

### **Test občutljivosti kože**

Če epilator uporabljate prvič ali ga prvič uporabite na novem predelu kože. Izberite majhen predel kože, ki ga želite obdelati, in izvedite test občutljivosti kože po naslednjem postopku:

1. Vključite epilator v skladu z razdelkom »Postopek delovanja«.
2. Izberite nižjo raven (1. ali 2. raven).
3. Izvedite test na izbranem predelu kože v skladu z zgornji-

mi navodili za uporabo in previdnostnimi ukrepi.

4. Vsaj 30 minut po izvedbi kožnega testa preverite reakcijo testirane površine kože.

5. Če testirani predel kože ostane normalen, lahko nadaljujete z uporabo kozmetičnega pripomočka. Če je koža rdeča in otekla, ponovite test po 24 urah.

## Postopek delovanja

1. Pred uporabo pobrijte vse lase okoli območja epilacije, očistite in obrišite območje epilacije, da lahko dlačni mešički pod kožo čim bolj učinkovito absorbirajo energijo in tako dosežete najboljšo učinkovitost epilacije.

2. Priključni konektor vstavite v ustrezen sprejemni konektor napajalnega vmesnika epilatorja.



3. Priključite adapter v električno vtičnico, na zaslonu pa bo prikazano »OFF« (Izklop).

4. Pritisnite in držite gumb »On« (Vklop) 2 sekundi, da zaženete epilator; privzeto bo epilator prešel v način epilacije in lednega hlajenja. Potrdite trenutno delovno stanje v skladu z zgornjimi razdelki »Zaslon indikacije« in »Preklapljanje načinov delovanja«. Če želite prilagoditi trenutni način dela, na kratko pritisnite gumb »Work Mode Switch« (Stikalo za način delovanja).

5. Epilator ima 5 energijskih stopenj. Po zagonu je privzeta nastavitvev stopnja 1. Za prilagoditev ravni na kratko pritisnite gumb »Level Adjustment« (Prilagoditev ravni). Začnite uporabljati najnižjo raven. Če se počutite udobno, postopoma povečajte raven in jo prilagodite glede na prilagodljivost vaše kože.

6. Za preprečevanje poškodb vidnih organov, nosite zaščitna očala, ki so priložena izdelku (ali običajna sončna očala).

7. Parametri ročne in samodejne nastavitve oddajanja svetlobe

Ročni način oddajanja svetlobe (uporablja se za majhne predele epilacije).

Ročni način oddajanja svetlobe je privzeti način po vklopu epilatorja. Enkrat na kratko pritisnite gumb »Shot light« (Kratek utrip), lučka pa bo enkrat utripnila.

Samodejno oddajanje svetlobe (uporablja se za velike površine epilacije). Ko vklopite epilator, pritisnite in držite gumb »Shot light« (Kratek utrip) 2 sekundi, naprava pa bo dvakrat oddala ton dvojnega klika ter se nato preklpila v način samodejnega oddajanja svetlobe. Svetlobno ploščo boste morali samo držati ob koži in naprava bo samodejno oddajala svetlobo.

### **Opomba**

Ko je epilator v načinu samodejnega oddajanja svetlobe, se je prepovedano dotikati s svetlečo ploščo delov kože, ki jih ni treba zdraviti, kot tudi kože drugih ljudi.

### **Preklop na ročni način oddajanja svetlobe.**

Ko je epilator v načinu samodejnega oddajanja svetlobe, pritisnite in držite gumb »Shot light« (Kratek utrip) 2 sekundi, epilator bo enkrat oddal ton dvojnega klika, nato pa se bo preklpil na ročni način oddajanja svetlobe.

8. Svetlobno ploščo držite ob tretiranem predelu kože in poskusite namestiti svetlobno ploščo pod pravim kotom na kožo:

(1) Ko je epilator v načinu ročnega oddajanja svetlobe in lučke za stanje pripravljenosti utripajo, pritisnite gumb »Shot Light« (Kratek utrip), da izvedete obsevanje. Za odstranjevanje las mora svetlobna plošča pokrivati tretirano področje. Premaknite svetlobno ploščo na naslednje

območje, ki ga želite zdraviti, in jo pritisnite ob kožo. Ko lučke za stanje pripravljenosti utripajo, pritisnite gumb »Shot Light« (Kratek utrip), da uporabite osvetlitev. Ta postopek večkrat ponovite. Priporočljivo je, da vsak predel kože obsevate 2-3 krat, vendar ne več kot 3-krat.

(2) Ko je epilator v načinu samodejnega oddajanja svetlobe, se bo svetloba oddajala brez pritiska na gumb »Shot Light« (Kratek utrip). Za odstranjevanje las mora svetlobna plošča pokrivati tretirano področje. Premaknite svetlobno ploščo na naslednje območje, ki ga želite zdraviti, in jo pritisnite ob kožo. Epilator še naprej oddaja svetlobo. Priporočljivo je, da vsak predel kože obsevate 2-3 krat, vendar ne več kot 3-krat.



9. Po končanem tretmaju pritisnite in 2 sekundi držite gumb »OFF« (Izklop), da izklopite epilator. Ko je epilator vklopljen, se bo samodejno izklopil, če ga 5 minut ne uporabljate.

10. Izvlecite konektor adapterja in nato izvlecite adapter iz vtičnice.

11. Po 20 minutah, ko se površina plošče, ki oddaja svetlobo, ohladi, obrišite ploščo, ki oddaja svetlobo, s krpo, namočeno v raztopino brez alkohola, ali z mehko krpo.

12. Ko je čiščenje končano, vstavite epilator in adapter nazaj v embalažo. Epilator sicer hranite na suhem in dobro prezračenem mestu, izven dosega otrok.

13. Nega kože po posegu

20 minut po končanem delu očistite obdelano kožo; vlažilne izdelke za nego kože lahko uporabite za hidracijo in obnovo tretirane kože. V primeru občutka nelagodja nanesite hladno na kožo za 30-60 minut, dokler koža ne čuti več bolečine pri opeklinah.

## Opomba

- Po epilaciji na tretirano mesto nanesite gel aloje ali podoben vlažilni gel. Ne uporabljajte dražilne kozmetike takoj po depilaciji.
- Pred uporabo epilatorja se prepričajte, da je tretirana koža čista. Za čiščenje kože je priporočljivo uporabiti hladno kuhano vodo.
- Po epilaciji se 2 uri izogibajte stiku tretiranih predelov kože z vodo. 48 ur po depilaciji se ne izpostavljajte soncu, topli vodi, parni kopeli itd.
- Izogibajte se neposredni sončni svetlobi na tretiranih predelih kože 2 uri po odstranitvi dlak. Nanesite kremo za sončenje, preden greste ven. Epilacijo je priporočljivo izvajati ponoči.
- Kapanje v razkuženem bazenu je prepovedano 48 ur po epilaciji.

## URNIK EPILACIJE

<b>Prvi mesec</b>	Vsakah 3-5 dni	Videz las ali kože ni podvržen vidnim spremembam. Bodite potrpežljivi. Rezultat zagotovo bo.
<b>Drugi mesec</b>	Tedensko	Lasje se bodo začeli postopoma redčiti in mehčati. Med kopanjem boste opazili, da nekateri črni lasni mešički izpadejo.
<b>Tretji mesec</b>	Vsakah 15 dni	Videli boste lahko, da so nove lasje večinoma potlačene in ne rastejo več. Nove lasje lahko previdno izpulite. Zraslo bo le nekaj las.
<b>Četrti mesec</b>	Vsakah 30 dni	Lasje skoraj ne rastejo. Dosežena je trajna odsotnost las na koži. Imate popolno kožo.

### Metoda uporabe funkcije pomlajevanja kože

1) Po zagonu na kratko pritisnite gumb »Work Mode Switch (Stikalo za način delovanja)«, dokler ne preklopite v način pomlajevanja kože.

2) Pritisnite gumb »Level adjustment« (»Prilagoditev ravni«), da prilagodite stopnjo 1., nato poravnajte ploščo, ki oddaja svetlobo, s področjem, ki potrebuje pomladitev kože. Priporočljivo je obsevanje vsakega predela naenkrat in poseg izvajati 1-2 krat na teden. Z izvajanjem postopka 2-3 mesece boste lahko videli vizualni učinek.



## **Priporočilo o intervalu med uporabo funkcij**

Na vsakem predelu kože je mogoče uporabiti samo eno funkcijo fotonskega obsevanja na dan. Če je potrebno obsevanje katerega koli dela kože z drugo funkcijo, je treba operacijo izvesti naslednji dan.

## **Stranski učinki**

Vse vrste kozmetične nege lahko nosijo določena tveganja. Prav tako lahko nepravilna uporaba epilatorja povzroči neželene učinke. Možni neželeni učinki in priporočeni načini za njihovo odpravo:

<b>Bolečina</b>	Zaradi različne konstitucije ima vsak človek drugačen prag bolečine. Včasih lahko nekateri občutijo nelagodje. Lahko se pojavi rahla opekline, ki lahko traja največ 1 minuto. Večina odraslih in najstnikov lahko občuti to nelagodje.
<b>Rahla rdečina ali rahel pekoč občutek</b>	To je normalno. To se zgodi, ker epilacija ni bila opravljena ali lasje niso bili popolnoma odstranjeni pred uporabo kozmetičnega pripomočka.
<b>Vonj po zažganih lasih</b>	To je normalno. To se namreč zgodi, ker epilacija ni bila opravljena ali lasje niso bili popolnoma odstranjeni pred uporabo epilatorja.

## ISKANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

Znak	Opis	Metoda izločanja
Ni mogoče zagnati	Gumb za »On« (Vklp) ni bil pritisnjen 2 sekundi.	Pazite, da med zagonom držite gumb »On« (Vklp) vsaj 2 sekundi.
Ko pritisnete gumb »Shot light« (Kratek utrip), svetloba ne sveti.	1. Svetlobna plošča ne pride v stik s kožo. 2. Akumulacija električne energije ni bila dokončana. Indikator pripravljenosti ne utripa.	1. Dotakniti se kože. 2. Počakajte, da indikator pripravljenosti preneha utripati, in pritisnite gumb.
Samodejni izklop	Naprava se samodejno izklopi, če 5 minut ne oddaja nobene svetlobe.	Za zagon epilatorja pritisnite in držite gumb »On« (Vklp) 2 sekundi.

### Obdelani deli telesa:

linija las, lica, zgornja ustnica, hrbet, pazduhe, prsni koš, roka, trebuh, bikini linija, stegno, spodnji del noge.

## SPECIFIKACIJE

Dimenzije: 211×138×60 mm

Cona obsevanja: 3,6 cm

Vhodna napetost: 100 - 240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Izhodna napetost: 24 V 1,9 A

Poraba energije: <45 W

Teža: 320 g

Temperatura skladiščenja in transporta: od -20 do 55 C

Relativna vlažnost pri skladiščenju in transportu: od 5 do 95%, brez kondenzacije

## INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

## IZJAVA EU O SKLADNOSTI

TESLA Solar s.r.o. potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-BT-IPLPRO skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)



### Proizvajalec / Uvoznik

TESLA Solar s.r.o.  
Rubeska 215/1  
190 00 Prague  
Czech Republic  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)

# TESLA

## TESLA ICE COOLING IPL PRO

**Manufacturer / Importer**

TESLA Solar s.r.o.  
Rubeska 215/1  
190 00 Prague  
Czech Republic  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)